



## Diafutur® Z

Packung 2 Stück rot fein, FG, Figur 509, 8 mm, ISO 018

---



Artikelnr.: 111086  
Hersteller: DFS-DIAMON GmbH  
Gewicht: 0.003 kg  
Höhe: 1 mm  
Breite: 20 mm  
Länge: 30 mm

**€ 10,32**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 Diamanten rot, FG, Figur 509, 8 mm, ISO 018

Vollkeramiksysteme erfordern aus Gründen der Stabilität unabdingbar das Einhalten von Mindestanforderungen hinsichtlich Wandstärken. Die Wandstärken sollten an den Seitenwänden mindestens 0,8 - 1 mm, am Kronenrand 0,5 – 0,8 mm betragen. Des Weiteren ist bei Versorgungen aus Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid als Grundgerüst eine Präparation mit einer ausgeprägten Stufe in einem Winkel von 45 - 90° dringend zu empfehlen, wobei runden Schultern der Vorzug zu geben ist. Arbiträres Vorgehen verzeihen moderne Vollkeramiksysteme nie, sei es Press-, Schicht oder Zirkondioxidkeramik.

- Für vollkeramische Restaurationen aus Zirkon
- Oxidkeramiksysteme ( $Al_2O_3$ ,  $O_3$ ,  $ZrO_2$ )
- Drehzahlempfehlung: 30'-300.000 U/min.