



Fusion™ Anterior Frontzahnmatrizensystem

Minikit



Artikelnr.: 211628
Hersteller: Garrison Dental Solutions
Gewicht: 0.05 kg
Höhe: 31 mm
Breite: 76 mm
Länge: 116 mm

€ 68,62

Zzgl. MwSt.

Minikit 25 Frontzahnblätter 8,6 mm kurz, 25 Frontzahnblätter 10,4 mm hoch, 10 Fusion Anterior Keile Nachfüllpackung gelb, extra klein, 10 Fusion Anterior Keile Nachfüllpackung blau, klein, 10 Fusion Anterior Keile Nachfüllpackung orange, medium, 10 Fusion Anterior Keile Nachfüllpackung grün,groß

Das brandneue *Fusion™ Anterior Frontzahnmatrizensystem* von Garrison gibt Ihnen die Materialien und Techniken an die Hand, mit denen Sie viele Arten von Frontzahn-Läsionen sicher wiederherstellen können. Die Fusion™ Frontzahnmatrize bietet eine Vielzahl von Verfeinerungen, die Ihnen helfen, die ideale interproximale Anatomie schnell und sicher wiederherzustellen.

- Nur 0,038 mm dünn - deutlich dünner als Streifen, um einen besseren interproximalen Kontakt zu ermöglichen.
- Fester Edelstahl widersteht Verformungen sowohl beim Einsetzen als auch beim Hineindrücken des Komposits in die Präparation.
- Leichtes Hineinschieben in den Sulkus für tiefere Restaurationen.
- Ideale anatomische Krümmung in gingival-inzisaler Richtung UND fazial-lingual.
- Bei der Restauration großer oder tiefer kariöser Läsionen den Streifen weit überlegen.

Die cleveren Eigenschaften des Fusion™ Frontzahnkeils machen ihn zu einem "Muss" für alle Frontzahnrestaurationen.

- Die radikale Krümmung sorgt für einen festen Verschluss am zervikalen Rand von fazial nach lingual.
- Unterstützt die Aufrechterhaltung der idealen Anatomie durch Anschmiegen des Bandes an den Zahn.
- Einzigartige "T"-Form sitzt tiefer im Interproximalraum, um das gefürchtete "schwarze Dreieck" zu minimieren.
- Die konische Trennleiste ermöglicht es Ihnen, den ausgeübten Druck einzustellen, um den interproximalen Kontakt zu kontrollieren.
- Die zervikale Schnittstelle befindet sich halb über und halb unter dem Sulkus für eine maximale Anpassung bei tieferen Restaurationen.