



## QroxB2 Spritze Endo

Spritze 0,5 ml Photosensitizer



Artikelnr.: 218556  
Hersteller: Medicom GmbH  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 165 mm

**€ 18,38**

*Zzgl. MwSt.*

### **Spritze** 0,5 ml Photosensitizer

Der beabsichtigte Zweck des Photosensibilisators ist die Beseitigung von Bakterien, die in dem orale Biofilm der Wurzelkanäle und der Schleimhäute vorkommen. Das Photosensibilisator wird in Verbindung mit einer Photosensibilisatorleuchte verwendet. Photosensitizer als Flüssigkeit für das FlashMax P7 Licht. Wird als Pulver geliefert, das mit 0,5 ml Wasser gemischt wird. Schütteln und es ist innerhalb von 3-4 Minuten einsatzbereit. Sollte innerhalb desselben Tages verwendet werden, da das Wasserstoffperoxid chemisch aktiv ist.