



HyFlex EDM OGSF Sequenz

Packung 3 Orifice Opener 18 mm



Artikelnr.: 219196
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.024 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 50 mm
Länge: 100 mm

€ 35,58

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Orifice Opener 18 mm

Die *HyFlex EDM OGSF Sequenz* beinhaltet einen neuen Orifice Opener und eine Glidepath Feile zur Eröffnung des Gleitpfades sowie eine Shaping Feile zur Erweiterung des Wurzelkanals bis zur Arbeitslänge. Der definierte Behandlungsablauf macht die Aufbereitung einfach und hält die Lernkurve kurz. Die Sequenz-Packung enthält 4 Feilen, während die Nachfüllpackungen 3 Feilen der gleichen Größe enthalten.

Das HyFlex EDM-Feilensystem bietet eine maßgeschneiderte Lösung für die schnelle und zuverlässige Aufbereitung von einfachen wie auch komplexen Wurzelkanalanatomien. Daher ist es sowohl für Allgemeinzahnärzte als auch für Endospezialisten geeignet.

Produkteigenschaften

- Festgelegte Abfolge von 4 Feilen
- Optimierter Arbeitsablauf und schnelle Lernkurve
- Nur 1 Shaping Feile und 1 Finishing Feile notwendig
- Zeit- und Kostenersparnis
- EDM-Technologie
- Sichere Behandlung aufgrund hoher Bruchfestigkeit
- Passende Spitzen/Taper
- Reibungsloser Wechsel von einer Feile zur anderen
- Kontrollierte Rückstellkraft für flexible und vorgebogene Feilen
- Sichere und erfolgreiche Behandlung durch zentrierte Wurzelkanalaufbereitung und reduziertes Risiko von Stufenbildung. Besserer Zugang zu gekrümmten Kanälen und schwer zugänglichen Zähnen

Wie alle unsere HyFlex EDM-Feilen wird auch die OGSF-Sequenz in sterilen Blistern geliefert. Alle Feilen sind für den Mehrfachgebrauch bestimmt. Alle Größen sind in 21 mm und 25 mm Länge erhältlich. In einigen klinischen

Fällen können weitere Finishing-Feilen erforderlich sein. Daher ist die OGSF-Sequenz mit unseren HyFlex EDM-Feilen kompatibel, die in den Größen 40/.04, 50/.03 und 60/.02 erhältlich sind.