



Steri-Indikator SMU-LC

Packung 10 Stück



Artikelnr.: 51929

Hersteller: Stericop GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.228 kg

Höhe: 20 mm

Breite: 190 mm

Länge: 170 mm

€ 28,53

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Testsysteme

SMU-LC Sterilization Monitoring Unit – Load Control. Gebrauchsfertiges Prüfsystem zur Überwachung der Dampfsterilisation.

Einmal-Testsystem für Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum zur Überwachung von Sterilisationszyklen bei 121°C bzw. 134°C für komplexes Sterilgut (Kritisch B) inklusive Hohlkörper-Instrumente.

Verwendungszweck

Einmal-Testsystem für Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum zur Überwachung von Sterilisationszyklen bei 121° C bzw. 134° C für komplexes Sterilgut [kritisch B] inklusive Hohlkörper-Instrumente.

Anleitung/Durchführung

Die SMU-LC zur Beladung in die Sterilisationskammer legen. Den entsprechenden Sterilisationszyklus starten. Nach Beendigung des Sterilisationszyklus die SMU-LC herausnehmen und kurz abkühlen lassen. Aufreißlasche öffnen und den Indikator auf Farbumschlag überprüfen.