

Scheu Asiga ULTRA



Artikelnr.: 776296

Hersteller: Scheu-Dental GmbH

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- **4K DLP-Technologie** mit UV-LED-Beamer
- **SPS-Technologie** (Smart Positioning System) zur Überwachung der Druckgenauigkeit jedes Druck-Layers
- **Autokalibrierung**
- 385nm Wellenlänge
- Interaktive Touchscreen-Bedienung
- Herstellung¹ von Modellen, Bohrschablonen, Schienen, Gingiva-Masken, Bracket-Transferschienen, individuelle Löffel, usw.
- Netzwerkanbindung, W-LAN oder eigenes Netzwerk
- **Auflösung X/Y-Achse: 50 µm**
- **Bauvolumen (L x B x H): 192 x 108 x 145 mm**
- Asiga Composer CAM-Software, lizenzfrei
- Verarbeitbare Formate: STL, SLC & STM
- Ultra 2L Endurance Ultra Build Tray
- **Imprimo LC Model beige 1kg** (kostenlose Zugabe)
- **Anlieferung, Installation und Einweisung durch Scheu-Produktspezialisten**

¹ Für die finale validierte Materialbearbeitung wird der RS wash & RS cure benötigt!

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage

RS PROwash, vollautom. schnelle Reinigung in 6-8 Min. bei reduziertem Materialverbrauch
Automatisierte Vor- und Nachreinigung im Isopropanol & Imprimo Cleaning Liquid, stapelbar

RS PROcure, schnelle Materialhärtung in 6-10 Min, Heizung & Vakuum*, stapelbar
* Ortsunabhängig und sicherer gegenüber Stickstofflutung!

Asiga Ultra 2L² Endurance Ultra Build Tray

Asiga Ultra 2L² UltraGLOSS Ultra Build Tray, für eine glattere Oberfläche bei Schienen

IMPRIMO LC Model, 1 kg, für Modelle u. Konstruktionen aller Art

IMPRIMO LC Splint, 1 kg, für Schienen u. Bohrschablonen (MPG-Klasse I / Klasse IIa)

IMPRIMO LC Splint flex

IMPRIMO LC Impression, 1 kg, für individuelle Abformlöffel (MPG-Klasse 1)

IMPRIMO LC Gingiva, 1 kg, für flexible Gingivamasken

IMPRIMO LC IBT, 1 kg, für Transfermasken zum indirekten Bracketkleben (MPG-Klasse 1)

IMPRIMO LC Temp, 1 kg, für Provisorische Kronen & Brücken sowie Mock-Ups (MPG-Klasse IIa)

Weitere Druckmaterialien sind auf separaten Angebotsblatt aufgeführt!

IMPRIMO Cleaning Liquid (1l Konzentrat), alternative zur Reinigung mit Isopropanol, Ultraschalltauglich

IMPRIMO Model Separator 100 ml