



easysplint

Packung 12 x 8,3 g Stangen



Artikelnr.: 82577

Hersteller: Wegold Edelmetalle GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 143,07

Zzgl. MwSt.

Packung 12 x 8,3 g Stangen

Mit *easysplint* werden Zahnschmelz und Kiefergelenk geschont. *easysplint*-Schienen erreichen eine optimale Stabilität ohne Sprödigkeit. Außerdem ist *easysplint* „abrasionsoptimiert“. Das Abrasionsverhalten des Materials wurde so eingestellt, dass es die Zahnschmelz schont und das Kiefergelenk schützt. Der Zahnschmelz ist hart; ist die Schiene auch (zu) hart, könnten sich Frühkontakte nicht – oder nicht schnell genug – abradieren und würden das Kiefergelenk belasten. Lassen Sie sich Zeit beim Verarbeiten! Durch die eingesetzten Fotoinitiatoren hat *easysplint* eine wesentlich längere Verarbeitungszeit als konventionelle PMMA Materialien, da die eigentliche Polymerisation erst durch das „Bestrahlen“ des Materials im Lichthärtegerät einsetzt.