

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

neodisher FA

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados

PC35

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Teléfono +49 40 789 60 0
Fax +49 40 789 60 120
www.drweigert.com

Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS:

sida@drweigert.de

1.4. Teléfono de emergencia

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20 (servicio durante las 24 horas del día, los 365 días del año)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

| | |
|---------------|------|
| Skin Corr. 1B | H314 |
| Eye Dam. 1 | H318 |
| Met. Corr. 1 | H290 |

El producto está clasificado y etiquetado según Reglamento (CE), nº 1272/2008.
Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Marcación conforme al Reglamento (CE), nº 1272/2008

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H290

Puede ser corrosiva para los metales.

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
Eliminar el envase sólo vacío y bien cerrado. Para eliminar los residuos, por favor consulte la hoja de seguridad.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20

Componente(s) determinante(s) de peligro para su etiquetación (Reglamento (CE)1272/2008)

contiene metasilicato de disodio; silicate de potasio

2.3. Otros peligros

No se conocen peligros a indicar específicamente. El producto contiene ningunas sustancias PBT o vPvB.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos

metasilicato de disodio

| | | | | |
|--|------------------|---|------|---|
| No. CAS | 6834-92-0 | | | |
| No. EINECS | 229-912-9 | | | |
| Número de registro | 01-2119449811-37 | | | |
| Concentración | >= 10 | < | 20 | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | Skin Corr. 1B | | H314 | |
| | STOT SE 3 | | H335 | |

silicate de potasio

| | | | | |
|--|------------------|---|------|---|
| No. CAS | 1312-76-1 | | | |
| No. EINECS | 215-199-1 | | | |
| Número de registro | 01-2119456888-17 | | | |
| Concentración | >= 10 | < | 20 | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | Met. Corr. 1 | | H290 | |
| | Skin Corr. 1B | | H314 | |
| | Eye Dam. 1 | | H318 | |

potasa cáustica

| | | | | |
|--|------------------|---|------|-------------------------|
| No. CAS | 1310-58-3 | | | |
| No. EINECS | 215-181-3 | | | |
| Número de registro | 01-2119487136-33 | | | |
| Concentración | | < | 1 | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | Met. Corr. 1 | | H290 | |
| | Acute Tox. 4 | | H302 | Vía de exposición: oral |
| | Skin Corr. 1A | | H314 | |
| | Eye Dam. 1 | | H318 | |

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

Límites de concentración (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

| | | |
|---------------|------|--------------|
| Eye Irrit. 2 | H319 | >= 0.5 < 2 % |
| Skin Corr. 1A | H314 | >= 5 % |
| Skin Corr. 1B | H314 | >= 2 < 5 % |
| Skin Irrit. 2 | H315 | >= 0.5 < 2 % |

Otras informaciones

Texto exacto de las frases H: véase sección 16

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada y retirarla de forma controlada. Lavarse a fondo (ducha o baño completo). Facilitar siempre al médico esta Ficha de Datos de Seguridad.

Si es inhalado

Procurar aire fresco. Si se han respirado neblinas de pulverización, acudir al médico.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con mucha agua. Procurar tratamiento médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Acudir inmediatamente al médico.

Si es tragado

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Enjuagar la boca cuidadosamente y a fondo con agua. Dar a beber abundante agua en pequeños sorbos. No provocar el vómito.

Autoprotección del socorrista

Primer socorrista: preste atención a su propia seguridad.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico / Riesgos

Al ser tomado pueden presentarse vómitos seguidos que pueden causar la aspiración

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

El producto en sí no es combustible; tomar las medidas contra incendios según las características del incendio en las proximidades del producto.

Agentes de extinción inadecuados

Chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden formarse gases peligrosos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para los bomberos

No respirar los gases de la explosión y/o combustión. En caso de incendio, llevar equipo respiratorio

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

adecuado.

Otras informaciones

El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Observar medida de protección (ver Secciones 7 y 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

6.4. Referencia a otras secciones

Observar medida de protección (ver Secciones 7 y 8).

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

Evitar la formación de aerosol. Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos. Manténgase el recipiente bien cerrado.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

El producto no es combustible.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Temperatura de almacenamiento recomendada

Valor > -15 < 30 °C

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Conservar en su envase original, herméticamente cerrado. Ventilar bien los almacenes. Cerrar con cuidado los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame.

Clases de almacenamiento

Clase de almacenamiento 8B Sustancias peligrosas corrosivas no combustibles según TRGS 510

7.3. Usos específicos finales

ningunos datos

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de la exposición

potasa cáustica

Lista VLA
Valor límite de exposición a 2 mg/m³
corto plazo
Fecha: 2017

Otras informaciones

No se conocen otros parámetros a vigilar.

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

8.2. Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería / Medidas de higiene

Tener preparado dispositivo lavaojos. Tener preparado ducha de emergencia. No respirar los gases/vapores/aerosoles. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos y al terminar el trabajo. Al terminar el trabajo, procurar limpieza y cuidado a fondo de la piel.

Protección respiratoria - Nota

Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un aparato de protección respiratoria autorizado para este fin. Filtro P2 para partículas

Protección de las manos

Guantes resistentes a productos químicos

Uso Permanente contacto con la mano

Material adecuado neopreno

Espesor del guante \geq 0,65 mm

Tiempo de perforación $>$ 480 min

Material adecuado nitrilo

Espesor del guante \geq 0,4 mm

Tiempo de perforación $>$ 480 min

Material adecuado butilo

Espesor del guante \geq 0,7 mm

Tiempo de perforación $>$ 480 min

Uso Breve contacto con la mano

Material adecuado nitrilo

Espesor del guante \geq 0,11 mm

Protección de las manos debe cumplir con EN 374.

Protección de los ojos

Gafas protectoras con protección lateral; Protección de los ojos debe cumplir con EN 166.

Protección Corporal

Ropa de trabajo usual en la industria química. Zapatos de seguridad

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico líquido

Color incoloro

Olor característico

Límite de mal olor

Observaciones No determinado

valor pH

Valor aprox 14

temperatura 20 °C

Punto de fusión

Observaciones No determinado

Punto de congelación

Observaciones No determinado

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

Observaciones No determinado

Punto de ignición

Observaciones No aplicable

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

Coefficiente de evaporación

Observaciones No determinado

Inflamabilidad (sólido, gas)

comentario No aplicable

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad

Observaciones No aplicable

Presión de vapor

Observaciones No determinado

Densidad de vapor

Observaciones No determinado

Densidad

Valor 1,48 g/cm³
temperatura 20 °C

Hidrosolubilidad

Observaciones Miscible en cualquier proporción

Solubilidad(es)

Observaciones No determinado

Coefficiente de reparto n-octanol/agua

Observaciones No determinado

Temperatura de ignición

Observaciones No aplicable

Temperatura de descomposición

Observaciones No determinado

Viscosidad

dinámica

Valor < 50 mPa.s
temperatura 20 °C

Propiedades explosivas

comentario no

Propiedades comburentes

comentario No se conocen.

9.2. Otros datos

Otras informaciones

No se conocen.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química

No se conocen reacciones peligrosas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No se conocen reacciones peligrosas.

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

10.5. Materiales incompatibles

Reacción exotérmica fuerte con ácidos. Corroe el aluminio.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad agua por vía oral

| | | | |
|---------------|--|------|-------|
| Especies | rata | | |
| ATE | > | 2000 | mg/kg |
| método | Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008) | | |
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |

Toxicidad agua por vía oral (Componentes)

potasa cáustica

| | | | |
|----------|------|-----|-------|
| Especies | rata | | |
| DL50 | | 333 | mg/kg |

metasilicato de sodio

| | | | |
|----------|------|------|-------|
| Especies | rata | | |
| DL50 | | 1150 | mg/kg |

Toxicidad dérmica aguda

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |
|---------------|--|--|--|

Toxicidad dérmica aguda (Componentes)

metasilicato de sodio

| | | | |
|----------|------|------|-------|
| Especies | rata | | |
| DL50 | > | 5000 | mg/kg |

Toxicidad aguda por inhalación

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |
|---------------|--|--|--|

Corrosión o irritación cutáneas

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| comentario | corrosivo | | |
| Observaciones | Se han cumplido los criterios de clasificación. | | |

lesiones o irritación ocular graves

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| comentario | corrosivo | | |
| Observaciones | Se han cumplido los criterios de clasificación. | | |

sensibilización

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |
|---------------|--|--|--|

Subagudo, subcrónico y toxicidad prolongada

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |
|---------------|--|--|--|

Mutagenicidad

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |
|---------------|--|--|--|

Toxicidad para la reproducción

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |
|---------------|--|--|--|

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

Carcinogenicidad

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)

Exposición única

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Exposición repetida

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Experiencias de la práctica

La inhalación puede causar irritaciones de las vías respiratorias.

Otras informaciones

No existen más datos sobre las informaciones indicadas en este subapartado en relación con el producto.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Indicaciones generales

No determinado

Toxicidad para los peces (Componentes)

metasilicato de sodio

| | | |
|----------------------|---------------------------------|------|
| Especies | Pez cebrado (Brachydanio rerio) | |
| CL50 | 210 | mg/l |
| Tiempo de exposición | 96 | h |

Toxicidad para las bacterias (Componentes)

metasilicato de sodio

| | | |
|----------------------|---------------|------|
| Especies | Lodo activado | |
| CE50 | > 100 | mg/l |
| Tiempo de exposición | 3 | h |

12.2. Persistencia y degradabilidad

Indicaciones generales

No determinado

12.3. Potencial de bioacumulación

Indicaciones generales

No determinado

Coefficiente de reparto n-octanol/agua

Observaciones No determinado

12.4. Movilidad en el suelo

Indicaciones generales

No determinado

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Indicaciones generales

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

No determinado

Ponderación de la persistencia y del potencial de acumulación biológica

El producto contiene ningunas sustancias PBT o vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

Indicaciones generales

No determinado

Información complementaria sobre la ecología

Impedir que el producto penetre en el suelo, los cursos de agua o el alcantarillado. Evitar la emisión a la atmósfera.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos

Código de residuos CER 18 01 06* Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

Código de residuos CER 20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas

Se recomiendan los códigos de residuos según el Catálogo Europeo de Residuos (CER) indicados. La determinación definitiva se deberá realizar de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

Envases contaminados

Código de residuos CER 15 01 02 Envases de plástico

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

Código de residuos CER 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

| | Transporte terrestre ADR/RID | Transporte marítimo IMDG/GGVSee | Transporte aéreo |
|---|--|--|---|
| Código de limitación de túnel | E | | |
| Grupo de separación código IMDG | | 18 Alcalis | |
| 14.1. Número ONU | 1719 | 1719 | 1719 |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (metasilicato de disodio, silicate de potasio) | CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (disodium metasilicate, potassium silicate) | CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (disodium metasilicate, potassium silicate) |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte | 8 | 8 | 8 |
| Etiqueta de seguridad |  |  |  |
| 14.4. Grupo de embalaje | III | III | III |
| Cantidad limitada | 5 l | | |
| Categoría de transporte | 3 | | |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente | | no | |

Información para todos los modos de transporte

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Véanse secciones 6 a 8

Otros informes

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Componentes (Reglamento (CE) no 648/2004)

igual o superior al 15 % pero inferior al 30 %:

fosfatos

COV

COV (CE) 0 %

Otros regulaciones

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de jóvenes.

Otros informes

El producto no contiene ninguna sustancia altamente preocupantes (SVHC).

neodisher FA

Versión: 4 / ES

Sustituye a la versión: 3 /
ES

Fecha de revisión:
16.05.2022

Fecha de impresión
16.05.22

15.2. Evaluación de la seguridad química

Para este preparado no se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

Frases H de la sección 3

| | |
|------|--|
| H290 | Puede ser corrosiva para los metales. |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |

Categorías CLP de la sección 3

| | |
|---------------|---|
| Acute Tox. 4 | Toxicidad aguda, Categoría 4 |
| Eye Dam. 1 | Lesiones oculares graves, Categoría 1 |
| Met. Corr. 1 | Corrosivos para los metales, Categoría 1 |
| Skin Corr. 1A | Corrosión cutánea, Categoría 1A |
| Skin Corr. 1B | Corrosión cutánea, Categoría 1B |
| STOT SE 3 | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3 |

Abreviaturas

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
VOC: Volatile Organic Compound
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)
IBC: Intermediate Bulk Container
CAS: Chemical Abstracts Service
ISO: International Organization for Standardization
OEL: Occupational exposure limit
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
UN: United Nations
IMO: International Maritime Organization

Información complementaria

Las modificaciones relevantes en relación con la versión anterior de esta ficha de datos de seguridad están marcados con : ***

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.