

W&H Kupplungen

Vielseitige System-Schnittstellen



Flexibel – für alle genormten Turbinenschläuche verwendbar. **Höchste Kompatibilität** – mit allen Turbinen, Luftmotoren und Scalern mit Roto Quick-Anschluss und Multiflex®*-Anschluss kompatibel. **360° Drehung der Instrumente** – einfaches Handling, vermeidet das Verdrillen des Schlauches. **Stufenlose Regelung der Spraywasserzufuhr** – rasche, individuelle Einstellung durch den Anwender – auch während der Behandlung. **Rücksaugstopp** – vermindert das Zurückfließen von kontaminierten Spraywasser und minimiert so das Infektionsrisiko.

Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Roto Quick-Kupplungen:	RQ-24	RQ-34	RQ-14	RQ-03	RQ-04
Licht:	ja	ja	–	–	–
Sprayregulierung:	–	ja	ja	–	–
Anschluss:	6-Loch	6-Loch	Standard 4-Loch	2 {3}-Loch	Standard 4-Loch
					

W&H Roto Quick-Kupplungen

Leicht, flexibel und sterilisierbar: W&H Roto Quick-Kupplungen sind vielseitig einsetzbar und sowohl für Instrumente mit LED+, LED als auch Halogen-Licht geeignet. 24 Monate Garantie.

W&H Kupplung für Multiflex®*-Anschluss:	RM-34 LED
Licht:	LED
Sprayregulierung:	ja
Anschluss:	6-Loch
	



W&H Kupplung RM-34 LED für Multiflex®*-Anschluss

Einfach und kompromisslos: Die W&H Kupplung RM-34 LED ist sofort einsatzbereit. Das bedeutet: Die Kupplung mit LED ist neben den herkömmlichen Halogen-Kupplungen verwendbar, ohne die geringsten Änderungen an der Dentaleinheit vorzunehmen. Lange Lebensdauer – 24 Monate Garantie.

* Multiflex® ist eine eingetragene Marke der Kaltenbach & Voigt GmbH, Deutschland

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, Austria
 t + 43 6274 6236-0
 f + 43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
 Raiffeisenstraße 4
 83410 Laufen, Deutschland
 t + 49 8682 8967-0
 f + 49 8682 8967-11
 office.de@wh.com
 wh.com



Wehadent Dentalwaren-Vertriebs-Ges.m.b.H.
 Rupertgasse 24-26
 5020 Salzburg, Österreich
 t + 43 662 8762430
 f + 43 662 882472
 office@wehadent.at
 wh.com



W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, Schweiz
 t + 41 43 4978484
 f + 41 43 4978488
 info.ch@wh.com
 wh.com