

MICRO-TOUCH[®] Coated

Essential-Reihe

Puderfreier Untersuchungshandschuh aus Latex mit Innenbeschichtung für schnelles und häufiges Anziehen

Die Polyacrylat-Innenbeschichtung dieses unsterilen Handschuhs gewährleistet einfaches und schnelles Anziehen und eignet sich daher ideal, wenn ein häufiger Handschuhwechsel erforderlich ist. Das Naturgummilatexmaterial von Ansell, das durch umfassende Bleichungen nur einen geringen Latexproteingehalt aufweist, bewirkt eine komfortable, gut sitzende Passform des Handschuhs. Dieser als Medizinprodukt der Klasse 1 eingestufte und mit einer CE-Kennzeichnung versehene Untersuchungshandschuh ist zusätzlich als PSA-Produkt der Kategorie III mit CE-Kennzeichnung zertifiziert und gewährleistet damit einheitliche Qualität und wirksamen Schutz für ein breites Spektrum von Anwendungen.


HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Polyacrylat-Innenbeschichtung für besonders einfaches Anziehen
- Latexmaterial und optimierte Stärke des Beschichtungsfilms für hohe Elastizität, Flexibilität und Tastsensibilität
- Latex mit geringer Allergenität reduziert das Kontaktdermatitisrisiko, da es keine Thiurame enthält

Warnhinweis: Dieses Produkt enthält Naturgummilatex, das allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen kann.

Empfohlen für

- Kurze Untersuchungen mit geringem Risiko
- An-/Ausziehen mit feuchten Händen



MICRO-TOUCH[®] Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH[®]-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH[®]-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

MICRO-TOUCH[®] Coated

Essential-Reihe

PRODUKTINFORMATIONEN

| | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|--|
| Material | Naturgummilatex | Nicht aus Naturkautschuklatex | Nein |
| Farbe | Weiß | Cuff Länge | Standard |
| Puder Inhalt | Pudermfrei | Externe Handschuhoberfläche | Texturierte Finger |
| Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I) | 1,5 AQL | Palm Thickness (mm / mil) | 0.11 / 4.3 |
| Fingerdicke (mm / mil) | 0.14 / 5.5 | Verfügbare Größen | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8-9), XL (9.5 - 10) |
| Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika | Nein | Steril | Nein |
| Antistatische | Nicht getestet | Glove Länge (mm / Zoll) | 240/9,5 |
| Produkt Segmentation | Essential-Reihe | | |

BESTELLINFORMATIONEN

| Größe | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Bestellnummer | 553301 | 553302 | 553303 | 553304 | 553305 |

VERPACKUNG UND LAGERUNG

| | |
|------------------|---|
| Verpackung | 100 Handschuhe/Spender 10 Spender/Karton/Umkarton |
| Haltbarkeit | 3 Jahre |
| Lageranleitungen | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten |

NORMEN UND ZERTIFIKATE

CE 0493, Kategorie III, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 13485

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)

Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesales@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com

Ansell[®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking.
© 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.