

# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

neodisher MediClean Dental

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisations identifiées

PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Adresse:

Dr. Weigert (Schweiz) AG  
General-Guisan-Strasse 6  
CH-6300 Zug  
No. de téléphone +41 (0) 41 229 40 10  
No. Fax +41 (0) 41 229 40 13  
www.drweigert.ch

**Adresse email de la personne responsable pour cette FDS:**  
sida@drweigert.de

#### Fabricant:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
No. de téléphone +49 40 789 60 0  
No. Fax +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse Telefon/téléphone: 145; www.toxi.ch

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Eye Irrit. 2 H319

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.  
Pour l'explication des abréviations voir section 16.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

#### Pictogrammes de danger



**Mention d'avertissement**

# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

Attention

## Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

## Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin. Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

## 2.3. Autres dangers

Pas de dangers particuliers à mentionner. Le produit ne contient aucune substance PBT ou vPvB.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Composants dangereux

##### 2,2'-iminodiéthanol

No. CAS 111-42-2

No. EINECS 203-868-0

Numéro 01-2119488930-28

d'enregistrement

Concentration >= 1 < 3 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|               |        |
|---------------|--------|
| Acute Tox. 4  | H302   |
| Skin Irrit. 2 | H315   |
| Eye Dam. 1    | H318   |
| STOT RE 2     | H373   |
| Repr. 2       | H361fd |

##### alcools gras alcoylés

No. CAS 120313-48-6

Concentration >= 0,1 < 1 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Autres données

pour le texte des avertissements de danger H voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Indications générales

Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart.

#### En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

#### En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau. En cas

# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

## En cas de contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer aussitôt sous un fort courant d'eau durant 15 minutes. Consulter un médecin en cas d'irritation oculaire.

## En cas d'ingestion

Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

## Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu à ce jour.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

### Avis aux médecins / Risques

Après l'ingestion avec le vomissement suivant il se produit l'aspiration dans les poumons et ca peut provoquer la pneumonie chimique ou l'étouffement

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyen d'extinction approprié

Produit non combustible: choisir les moyens d'extinction en fonction des incendies environnants.

#### Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

### 5.3. Conseils aux pompiers

#### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

Ne pas inhaler les gaz dégagés lors d'une explosion ou d'un incendie. En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

#### Autres données

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Conseils pour une manipulation sans danger

Eviter la formation d'aérosol. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Conserver le récipient bien fermé.

#### Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Le produit n'est pas combustible.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Température de stockage recommandée

Valeur > 0 < 25 °C

#### Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Aire de stockage dotée d'une bonne aération. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

#### Classes de stockage

Classe de stockage d'après TRGS 510 12 Des liquides non combustibles

#### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

pas de données

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition

##### 2,2'-iminodiéthanol

|                              |      |                   |
|------------------------------|------|-------------------|
| Liste                        | SUVA |                   |
| Type                         | MAK  |                   |
| Valeur                       | 1    | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur limite à courte terme | 1    | mg/m <sup>3</sup> |

Résorption de l'épiderme / sensibilisateur: H; Groupe du risque pendant la grossesse: S; Etablie le: 2017; Remarque: H S SSc; Leber, Niere, OAW, Reaktion mit nitrosierenden Agentien

##### 2,2',2"-Nitrilotriéthanol

|                              |      |                   |
|------------------------------|------|-------------------|
| Liste                        | SUVA |                   |
| Type                         | MAK  |                   |
| Valeur                       | 5    | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur limite à courte terme | 10   | mg/m <sup>3</sup> |

Groupe du risque pendant la grossesse: S; Etablie le: 2017; Remarque: SSc; Auge & Haut, OAW; NIOSH

##### subtilisine

|                              |         |                   |
|------------------------------|---------|-------------------|
| Liste                        | SUVA    |                   |
| Type                         | MAK     |                   |
| Valeur limite à courte terme | 0,00006 | mg/m <sup>3</sup> |

Etablie le: 2017; Remarque: S; Asthma, Haut, AW

#### Autres données

Autres paramètres à contrôler ne sont pas connus.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

## Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail.

## Protection respiratoire - Note

N'est pas nécessaire mais il faut empêcher de la respiration des vapeurs; En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet.

## Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques

Utilisation Contact permanent avec les mains

Matériau approprié néoprène

Épaisseur du gant  $\geq$  0,65 mm

Temps de pénétration  $>$  480 min

Matériau approprié nitrile

Épaisseur du gant  $\geq$  0,4 mm

Temps de pénétration  $>$  480 min

Matériau approprié butyle

Épaisseur du gant  $\geq$  0,7 mm

Temps de pénétration  $>$  480 min

Utilisation Contact de courte durée avec les mains

Matériau approprié nitrile

Épaisseur du gant  $\geq$  0,11 mm

La protection des mains doit se conformer EN 374.

## Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

## Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**Etat** liquide  
**Couleur** jaune  
**Odeur** caractéristique

#### La limite de l'odeur

Remarque non déterminé

#### valeur pH

Valeur env. 10,5  
température 20 °C

#### Point de fusion

Remarque non déterminé

#### Point de congélation

Remarque non déterminé

#### point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Remarque non déterminé

#### Point d'éclair

Remarque Non applicable

#### Le coefficient de l'évaporation

Remarque non déterminé

#### inflammabilité (solide, gaz)

# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

évaluation Non applicable

## limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité

Remarque Non applicable

## Pression de vapeur

Remarque non déterminé

## Densité de vapeur

Remarque non déterminé

## Densité

Valeur 1,08 g/cm<sup>3</sup>  
température 20 °C

## Hydrosolubilité

Remarque miscible en toutes proportions

## solubilité(s)

Remarque non déterminé

## coefficient de partage: n-octanol/eau

Remarque non déterminé

## Température d'inflammabilité

Remarque Non applicable

## température de décomposition

Remarque non déterminé

## Viscosité

### dynamique

Valeur < 10 mPa.s  
température 20 °C

## propriétés explosives

évaluation non

## Propriétés comburantes

évaluation Aucun(e) n'est connu(e).

## 9.2. Autres informations

### Autres données

Aucun(e) n'est connu(e).

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

### 10.2. Stabilité chimique

Pas de réaction dangereuse connue.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue.

### 10.4. Conditions à éviter

Pas de réaction dangereuse connue.

### 10.5. Matières incompatibles

Aucuns connus.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë par voie orale

|          |  |        |       |
|----------|--|--------|-------|
| ATE      | >  | 10.000 | mg/kg |
| méthode  | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008)  |        |       |
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |        |       |

#### Toxicité aiguë par voie orale (Composants)

##### 2,2'-iminodiéthanol

|         |          |      |       |
|---------|----------|------|-------|
| Espèces | rat      |      |       |
| DL50    |          | 1600 | mg/kg |
| méthode | OCDE 401 |      |       |

##### 2,2',2''-nitrioltriéthanol

|         |          |      |       |
|---------|----------|------|-------|
| Espèces | rat      |      |       |
| DL50    |          | 6400 | mg/kg |
| méthode | OCDE 401 |      |       |

#### Toxicité aiguë par pénétration cutanée

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |  |  |
|----------|--|--|--|

#### Toxicité aiguë par inhalation

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |  |  |
|----------|--|--|--|

#### Corrosion/irritation cutanée

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |  |  |
|----------|--|--|--|

#### lésions oculaires graves/irritation oculaire

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| évaluation | irritant                                     |  |  |
| Remarque   | Les critères de classification sont remplis. |  |  |

#### sensibilisation

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |  |  |
|----------|--|--|--|

#### Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |  |  |
|----------|--|--|--|

#### Mutagénicité

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |  |  |
|----------|--|--|--|

#### Toxicité pour la reproduction

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |  |  |
|----------|--|--|--|

#### Cancérogénicité

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |  |  |
|----------|--|--|--|

#### toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

##### Exposition unique

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |  |  |
|----------|--|--|--|

# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

pas remplis.

## exposition répétée

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Expériences issues de la pratique

L'inhalation peut provoquer des irritations des voies respiratoires.

## Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne sont pas disponibles.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Indications générales

non déterminé

#### Toxicité pour les poissons (Composants)

##### alcools gras alcoylés

|                    |   |   |    |      |
|--------------------|---|---|----|------|
| Espèces            | cyprins dorés ( <i>Leuciscus idus</i> ) |   |    |      |
| CL 50              | 1                                       | à | 10 | mg/l |
| Durée d'exposition | 96                                      | h |    |      |

#### Toxicité pour les daphnies (Composants)

##### alcools gras alcoylés

|                    |               |   |   |      |
|--------------------|---------------|---|---|------|
| Espèces            | Daphnia magna |   |   |      |
| CE50               | 0,1           | à | 1 | mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h |   |      |
| méthode            | OCDE 202      |   |   |      |

#### Toxicité pour les algues (Composants)

##### alcools gras alcoylés

|                    |                         |   |   |      |
|--------------------|-------------------------|---|---|------|
| Espèces            | Scenedesmus subspicatus |   |   |      |
| CE50               | 0,1                     | à | 1 | mg/l |
| Durée d'exposition | 72                      | h |   |      |
| méthode            | OCDE 201                |   |   |      |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Indications générales

non déterminé

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Indications générales

non déterminé

#### coefficient de partage: n-octanol/eau

Remarque non déterminé

### 12.4. Mobilité dans le sol

#### Indications générales

non déterminé

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB



# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

## Evaluation des propriétés de persistance et de bioaccumulation

Le produit ne contient aucune substance PBT ou vPvB.

## 12.6. Autres effets néfastes

### Indications générales

non déterminé

### Information supplémentaire sur l'écologie

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets de résidus

Code de déchets CEE 18 01 06\* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

Code de déchets CEE 20 01 29\* détergents contenant des substances dangereuses

Les numéros de code de déchets mentionnés selon le catalogue européen des déchets tiennent lieu de recommandation. Une détermination définitive doit être effectuée en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

#### Emballages contaminés

Code de déchets CEE 15 01 02 emballages en matières plastiques

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

Code de déchets CEE 15 01 10\* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|                  | Transport terrestre<br>ADR/RID   | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee   | Transport aérien  |
|------------------|--|---|---|
| 14.1. Numéro ONU | Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport terrestre. | Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime. | Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport aérien. |

### Information pour tous les modes de transport

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir paragraphes 6 à 8

### Autres informations

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Composants (règlement (CE) no 648/2004)

moins de 5 %:

agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques

# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

## Autres ingrédients

enzymes

## Classe de contamination de l'eau (Allemagne)

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) WGK 1

Remarque

classe de danger pour le milieu aquatique dérivée (WGK, Allemagne) conformément à l'annexe 1, point 5.2 du Règlement sur les installations manipulant des substances nocives pour les eaux (AwSV, Allemagne).

## COV

|          |   |   |
|----------|---|---|
| COV (CH) | 0 | % |
| COV (CE) | 0 | % |

## Autres informations

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### mentions de danger H-de la rubrique 3

|        |  |
|--------|--|
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.  |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.   |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.   |
| H361fd | Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.  |
| H373   | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.   |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |

### catégories de danger CLP de la rubrique 3

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë, Catégorie 4   |
| Aquatic Acute 1   | Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1  |
| Aquatic Chronic 3 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 3   |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves, Catégorie 1   |
| Repr. 2           | Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2  |
| Skin Irrit. 2     | Irritation cutanée, Catégorie 2   |
| STOT RE 2         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée<br>STOT rép., Catégorie 2 |

### abréviations

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
IBC: Intermediate Bulk Container  
CAS: Chemical Abstracts Service  
VOC: Volatile Organic Compound  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by

# neodisher MediClean Dental

Version: 3 / CH

remplace la version: - /  
CH

Date de révision:  
18.08.2021

Date d'impression  
08.09.22

the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
ISO: International Organization for Standardization  
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
IMO: International Maritime Organization  
UN: United Nations  
EU: European Union  
SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

## Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.