

**Wählen Sie Ihr Lieblingsband nach Ihren Präferenzen:
Ob Composit-Tight® 3D Fusion™ Bänder ...**

	Kinderzähne	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar groß-zervikal
FX Bänder	Composit-Tight® 3D Fusion™ Matrizenzbänder					
	0,038 mm dünn					
	Höhe	FX100 4,4 mm	FX150 4,1 mm Subg. 6,0 mm	FX175 5,6 mm	FX200 6,6 mm	FX300 6,0 mm Subg. 8,7 mm
Firm Bänder	Composit-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrizenzbänder					
	0,038 mm dünn					
	Höhe	FXH100 4,3 mm	FXH150 4,3 mm Subg. 5,9 mm	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 6,1 mm Subg. 7,7 mm

... oder unsere altbewährten Matrizenzbänder

SXR Bänder	Slick Bands™ XR Matrizenzbänder					
	0,038 mm dünn					
	Höhe	SXR100 4,6 mm	SXR150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	SXR175 5,4 mm	SXR200 6,4 mm	SXR300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
SM Bänder	Slick Bands™ Matrizenzbänder					
	0,038 mm dünn					
	Höhe	SM100 4,6 mm	SM150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	SM175 5,4 mm	SM200 6,4 mm	SM300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
M Bänder	Composit-Tight® 3D Matrizenzbänder					
	0,035 mm dünn					
	Höhe	M050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	M100 4,6 mm	M150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	M175 5,5 mm	M200 6,4 mm Subg. 8,6 mm
AU Bänder	Composit-Tight Gold® Matrizenzbänder					
	0,035 mm dünn					
	Höhe	AU050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	AU100 4,6 mm	AU150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	AU200 6,4 mm	AU300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
B Bänder	Composit-Tight® Original Matrizenzbänder					
	0,035 mm dünn					
	Höhe	B050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	B100 4,6 mm	B150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	B200 6,4 mm	B300 6,4 mm Subg. 8,6 mm


Composit-Tight® Matrix Forceps

Precise Placement, Unbeatable Grip.

Der Griff hat es in sich! Die Matrizenbänder lassen sich ohne Mühe ganz einfach entfernen.



Präzise Platzierung: Die Spitzen haben einen Winkel von 75° Grad mit okklusal-gingivaler Orientierung, wodurch ein besserer Platzierungswinkel als bei einer Tupferzange möglich ist. Die kleinen Wolframcarbidspitzen ermöglichen Ihnen, die Matrizenbänder an ihrem oberen Rand zu greifen, sodass eine Verformung im approximalen Bereich des Bands verhindert wird.




Unschlagbarer Halt: Die Wolframcarbidspitzen bieten hervorragenden Halt und taktile Kontrolle bei Füllen mit schwierigem Zugang.


Matrizenzbandhalter
Art.Nr. BFA-1

PerForm


Kontaktpunktformer




So funktioniert es:



Schritt 1: Bringen Sie die erste Kompositschicht ein. Drücken Sie PerForm in die ungehärtete Kompositschicht. (distal, Abb. 1)



Oder drücken und ziehen Sie PerForm in die ungehärtete Kompositschicht. (mesial, Abb. 2)



Schritt 2: Platzieren Sie die Polymerisationslampe direkt auf der Linse und polymerisieren Sie.

PerForm™

Artikel	Beschreibung	Inhalt	Preis
CFK01	PerForm™ Starter-Set	1 je Größe	€ 100,00
CF100	1,1 mm kleine Instrumente	2/Pck.	€ 100,00
CF200	2,0 mm große Instrumente	2/Pck.	€ 100,00

Garrison Dental Solutions

Carlstrasse 50
D-52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0)2451 971-409
Fax +49 (0)2451 971-410
E-Mail: info@garrisonsdental.net
Web: www.garrisonsdental.com

Garrison
Dental Solutions

*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.



Composit-Tight® 3D Fusion™


Teilmatrixsystem für Klasse II Kavitäten



Garrison
Dental Solutions

Composi-Tight® 3DFusion™

Das Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten



Composi-Tight® 3DFusion™
Ringseparierzange
Art.Nr. FXP01

3DFusion™ FX500

- Für große Molare oder sehr bauchige Zähne
- Besonders starke Separierkraft sorgt für feste Kontaktpunkte
- Hohe Ringfüße schließen perfekt mit der Randleiste der Zähne ab

Art.Nr. FX500 (2 Stück/Pack)



3DFusion™ FX400

- Für kurze, schiefstehende Zähne
- Hält auf Kofferdam
- Hohe Separationskraft, identisch wie die des orangenen Rings

Art.Nr. FX400 (2 Stück/Pack)



3DFusion™ FX600

- Erster Ring für weite Kavitäten & fehlende Höcker
- Große Silikonbacken verhindern Eindrücken des Matrizenbandes

Art.Nr. FX600 (2 Stück/Pack)



3DFusion™ FXR01

(1x grün, 1x orange, 1x blau)

Art.Nr. FXR01 (3 Stück/Pack)



Composi-Tight® 3DFusion™

Das Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten



Testen ohne Risiko
mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie!¹



FX-KFF-00

Preis pro Klasse II
Anwendung: 1,80 €

Inhalt: Beste Ergebnisse bei der Verwendung aller Komponenten!



Warum sollten Sie ein Teilmatrizensystem verwenden?

System im Tofflemire-Stil

- ⊗ Approximale Anatomie kann nicht hergestellt werden
- ⊗ Geringer Kontakt an der Randleiste
- ⊗ Große "Essensfalle"
- ⊗ Höheres Risiko von Brüchen, einer okklusalen Interferenz, einer wiederkehrenden Karies und Zahnfleischerkrankung

Composi-Tight® 3DFusion™ Teilmatrizensystem

- ✓ Eine optimale Separierung der Zähne für einen festen Kontakt
- ✓ Bänder mit ausgeprägter Kurvatur orientieren sich an der Anatomie des Zahns
- ✓ Anatomisch korrekte Kontakte
- ✓ Kontakte auf der richtigen Höhe
- ✓ Benutzerfreundliches System
- ✓ Keine Nachbearbeitung notwendig

¹Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Composi-Tight® 3DFusion™

Full Curve Non Stick Matrices

Ihr Teilmatrizenband - passt sich jeder Zahnform an!




- | | |
|-----------------|--|
| Art.-Nr. | Inhalt |
| FXB01 | Composi-Tight® 3DFusion™ Bänder Kit mit 420 Bändern,
(je 100 FX100, FX175 und FX200 und je 60 FX150 und FX300) |
| FXB02 | Composi-Tight® 3DFusion™ Bänder Kit mit 210 Bändern,
(je 50 FX100, FX175 und FX200 und je 30 FX150 und FX300) |

Ultra Adaptive Wedges

Die Kombination des bewährten Soft-Face™ Materials und einem festen inneren Kern schafft einen Keil, der wirklich funktioniert. Jedes Mal.



- | | |
|-----------------|---|
| Art.-Nr. | Inhalt |
| FXK4 | Composi-Tight® 3DFusion™ Keile Kit mit 400 Keilen,
je 100 ultrafein, klein, mittel und groß |
| FXK4-M | Composi-Tight® 3DFusion™ Keile Kit mit 200 Keilen,
je 50 ultrafein, klein, mittel und groß |



- | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Art. Nr. | FXYL | FXBL | FXOR | FXGR |
| Inhalt | 100 / Pck. | 100 / Pck. | 100 / Pck. | 100 / Pck. |

Bestellen Sie ganz bequem und einfach, ohne Registrierung über unseren Online Katalog auf <http://katalog.garrisonsdental.net> oder scannen Sie den folgenden QR Code.



*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbgebung etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.



Fax-Antwort an 02451 971 410
Sie erreichen uns telefonisch unter 02451 971 409

Garrison Dental Solutions • Carlstraße 50
D-52531 Übach-Palenberg • info@garrisonsdental.net
www.garrisonsdental.com

*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.