

# EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

Fiche technique de sécurité – CE

YETI Dental

Etablie conformément aux 1907 / 2006 / EC, Article 31

GmbH

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification de la substance ou de la préparation:

**COBAVEST Spezial-Liquid/ Art.941-1000**

Utilisation de la substance/préparation: Liquide d'expansion

Identification de la société/entreprise: YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestr.3, 78234 Engen, GERMANY

Informations techniques: Anwendungstechnik (Telefon +49(0)7733-94100)

Téléphone, télécopie, email: +49(0)7733-94100 / +49(0)7733-941022 / E-Mail: sdb@yeti-dental.com

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: 07733-94100 ( Mo.-Do. 8.00 –16.30, Fr.8.00 – 14.30 Uhr )

## 02. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers pour l'homme et pour l'environnement

Le produit présente des réactions alcalines (pH: ~ 10) et en conséquence des irritations en cas de contact cutané prolongé.

## 03. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composition

Solution aqueuse d'acide silicique colloïde

Composants dangereux

Informations sur le composant	[%] en poids	N° CAS	N° d'index	Phrases R	Symbole de danger
Sol silicique	20-40	7631-86-9			
Formaldéhyde	< 0,05	50-00-0			

Composants avec limites de concentration (Réglement CE)

-

Texte intégral de chaque phrase R : point 16. AUTRES DONNÉES

## 04. PREMIERS SECOURS

inhalation

contact avec les yeux

Rincer les yeux sous l'eau courante pendant env. 15 min en maintenant la paupière ouverte.

contact avec la peau

Laver la peau souillée à l'eau et au savon.

ingestion

Ne pas provoquer de vomissement, consulter un médecin.

Dokument: 09.06.2009/JB  
Vorlage: Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08

Erstellt am/von: 09.06.2009/JB  
geändert am/von: 26.06.2015

Revision: 02  
freigegeben am/von: 26.06.2015

Seitenzahl: 1-22



# EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

## 09. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Informations générales

**Aspect:** liquide  
**Couleur:** vert  
**Odeur:** sans odeur

### Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

<b>Limites d'explosion inférieures :</b>	Vol%	<b>Limites d'explosion supérieures :</b>	Vol%
<b>Pression de vapeur:</b> ( 20 °C )	20 mbar	<b>Pression de vapeur:</b> ( 50 °C )	mbar
<b>Densité relative:</b> ( 20 °C )	g/cm <sup>3</sup>	<b>Densité poudre:</b> ( 20 °C )	g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosité:</b> ( 20 °C )	<20 (dynamique) mPa*s	<b>pH</b> (20 °C)	env. 10
<b>Hydrosolubilité:</b> ( 20 °C )	se prête au mélange g/l ca. 100 °C	<b>Température de solidification entre liquidus et solidus:</b> (1013 hPa )	°C
<b>Point d'ébullition :</b> (1013 mbar)		<b>Point de solidification:</b>	°C
<b>Point de fusion:</b>	°C	<b>Température d'inflammation:</b>	non applicable °C
<b>Point d'éclair:</b>	non applicable °C		

D'autres données physiques et chimiques n'ont pas été déterminées.

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### Conditions à éviter

Décomposition thermique: Vapeur d'eau à partir d'env. 100 °C

### Matières à éviter

Réaction alcaïque

### Produits de décomposition dangereux

En cas d'utilisation correcte, aucun produit n'est connu.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

. La classification toxicologique a été calculée conformément à la directive 1999/45/CE. Après les expériences du fabricant, il ne faut pas attendre d'autres risques.

### Données d'essais

Aucune donnée n'est disponible.

### Données de l'expérience

Aucune donnée n'est disponible.

### Informations sur les composants

LD50 (oral, mg/kg (IUCLID) Rat):

LD50 (inhal., mg/l/4h (IUCLID) Rat):

Dokument: 09.06.2009/JB  
Vorlage: Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08

Erstellt am/von: 09.06.2009/JB  
geändert am/von: 26.06.2015

Revision: 02  
freigegeben am/von: 26.06.2015

Seitenzahl: 1-22

# EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

Oeil de lapin: irritation

Peau de lapin irritation faible  
(24 h):

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

#### Valeur TOC:

**Toxicité bactérienne aiguë::** Activation des boues bactériennes  
EC50 >10000 mg/l

#### Valeur CSB:

**Toxicité aiguë pour les poissons:** Poisson zébré (brachydanio rerio)  
LCO: 5000 mg/l

### Mobilité

Aucune donnée n'est disponible.

### Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée n'est disponible.

### Autres effets nocifs

Aucune donnée n'est disponible.

### Persistance et dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible.

### Résultats de l'évaluation PBT

Aucune donnée n'est disponible.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Substance/préparation et le code à six chiffres selon RÈGLEMENT (CE) N° 2000/532/CE

Tout en observant la réglementation officielle locale, peut en dilution suffisante être éliminé avec les eaux ménagères. Les matériaux d'emballage vides sont à rajouter aux déchets pour les décharges respectives.

**Recommandation:** Veuillez considérer des dispositions nationales ou régionales.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Transport par route et de fer ADR/RID

<b>Classe :</b>	<b>Nom d'expédition:</b>	
<b>Numéro ONU:</b>	<b>Groupe d'emballage :</b>	-

### Transport IMDG/GGVMer

<b>Code IMDG-:</b>	<b>polluant marin:</b>	-
<b>Numéro ONU:</b>	<b>Nom d'expédition :</b>	
<b>EmS:</b>	<b>Groupe d'emballage :</b>	-

### Transport air ICAO-TI et IATA-DGR

<b>Classe :</b>	<b>Nom d'expédition :</b>	
<b>Numéro</b>	<b>Groupe</b>	-

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
Vorlage:	09.06.2009/JB	26.06.2015	02	26.06.2015	1-22
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08					



# EG – Safety Data Sheet

YETI Dentalprodukte GmbH

According to 1907/2006/EG, article 31

Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

## Les restrictions d'emploi recommandées

Le produit n'est destiné qu'à l'application industrielle.

## Phrases R, visée aux point 3 de la fiche de données de sécurité

Sources: <http://www.baua.de>  
<http://www.arbeitssicherheit.de>

## Changements par rapport à la dernière version :

Modifications conformément à Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)

Les renseignements sont basés sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. La fiche de donnée de sécurité décrit les produits uniquement dans le cadre des mesures de sécurité à observer. Les renseignements ne représentent en aucun cas une garantie quant aux propriétés qualitatives des produits. Les rubriques non remplies signifient que les données ne sont pas connues. Elles ne doivent pas laisser supposer qu'il n'y aurait pas de danger découlant du point respectif.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
Vorlage:	09.06.2009/JB	26.06.2015	02	26.06.2015	1-22
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08					