

No. Intern: 190-350 Révision: 01.2010
Nom de Commerce: **Tiger Brillant pâte de polissage**
Version: 1.1 Classe de: 01.2010
Produit-No.: **190-350-00, 190-350-50**
Code:

01. Identification de la Substance/Préparation et de la Société

Informations du Produit

Nom de Commerce: Tiger Brillant pâte de polissage
Produit-Infos: pâte de polissage
Producteur: DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31 D-75228 Ispringen

Autres informations par

Chemie
Appel d'Urgenc: 07231-803-184/190

02. Composition/Informations sur les Composants

Nature Chimique:
alumine dans acide gras et suif

03. Identification des Dangers

Pas des dangers

04. Premiers Secours

- Premiers-secours-mesures / après contact oculaire
en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- Premiers-secours-mesures / après ingestion
Demander aussitôt l'avis d'un médecin.
- Indications pour le médecin / manipulation

05. Mesures de Lutte contre l'Incendie

- Agent d'extinction approprié
mousse
produits extincteurs en poudre
gaz carbonique
eau pulvérisée

06. Mesures à prendre en Cas de Dispersion accidentell

- Procédé de nettoyage/récupération
Ramasser mécaniquement.

07. Manipulation et Stockage

- Indications pour l'utilisation en toute sûreté
En cas de formation de poussières, procéder à une aspiration.
- Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion
aucune mesure spéciale n'est nécessaire

08. Contrôle de l'Exposition/Protection Individuelle

- Protection respiratoire
Masque anti-poussière
- Protection des yeux
lunettes de protection

09. Propriétés physiques et chimiques

- Etat
solide
- Couleur
blanc
- Etat physique
- Point d'éclair / remarque: ca. 200°C
- Température d'inflammation / remarque: ca. 400°C

10. Stabilité et Réactivité

- Réactions dangereuses
pas de réaction dangereuse connue

11. Informations toxicologiques

- Remarques générales
absence de données toxicologiques

12. Informations écologique

- Indications générales / écologie
Données écologiques non disponibles.

13. Considérations relatives à l'Élimination

- Élimination/ produit
Peut être éliminé et incinéré avec les ordures ménagères
Classe des déchets (seulement pour CE): 200301
- Élimination / emballage non nettoyé
les emballages non contaminés peuvent être recyclés

14. Informations relatives au Transport

Pas de marchandise dangereuse

15. Informations réglementaires

- Classification
Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les Directives communautaires et réglementations nationales en vigueur
- Classe de danger pour les eaux / remarque
Substance non-nuisible à l'eau

16. Autres Informations

Les indications sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles servent à décrire le produit en fonction des dispositions de sécurité liées à sa manipulation. Elles ne donnent pas de garantie concernant les caractéristiques du produit décrit.