


ARTIKELINFORMATION

ROLLET Wundhaken, 130 mm (5 1/8"), 2 Zinken, spitz, Tiefe: 2,200 mm, Breite: 4,500 mm, unsteril, wiederverwendbar (OA336R)



Attribute	Wert
Produkttyp	Wundhaken
Autor	ROLLET
Aesculap Produkt Gruppen	Allgemein Chirurgische Instr.
Altern. Produktname	Iris-Häkchen
Länge	130.00 mm
Länge (Inch)	5 1/8
Breite (mm)	4.500 mm
Tiefe (mm)	2.200 mm
Maulprofil	2 Zinken
Spitze	scharf
Disziplin	Hals-Nasen-Ohrenchirurgie, Plastische Chirurgie, Pädiatrie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Hand-/Fußchirurgie
OP-Schritt	halten/ spreizen
Sterilisationsart	nicht werksseitig sterilisiert
Data Matrix	Ja
Einmalgebr./Wiederverwendbar	wiederverwendbar

Attribute	Wert
Sterilität	unsteril
Produkt enthält Latex	Nein