

Renfert

making work easy



temp:ex

NEU Temporärzemententferner

# temp:ex

## Temporärzemententferner

temp:ex ist ein Lösungsmittel für dentale Temporärzemente auf Zinkoxidbasis.



„Bislang war das Entfernen von Temporärzement aufwendig und mitunter mit einer Beschädigung der Restauration verbunden. Jetzt läuft dieser Prozess mit temp:ex parallel und sicher im Hintergrund ab. Meine Assistenz hat dadurch mehr Zeit für den Patienten.“

Dr. Sigmar Schnutenhaus

### Bestellinformationen

temp:ex, 250 ml (8.45 fl.oz.)

No. 6600 0000

### Empfohlene Erweiterung

SYMPRO, 100–240 V | 50/60 Hz

No. 6500 0000

SYMPRO Mini-Becher Set

No. 6500 0410

### Weitere Informationen

[www.renfert.com/temp-ex](http://www.renfert.com/temp-ex)



### Vorteile

- Einsparung von Arbeitszeit durch eine deutliche Reduzierung der manuellen Arbeitsschritte.
- Vermeidung von Beschädigungen der Restauration durch Instrumente bei manuellen Arbeitsschritten.
- Geprüfte Verträglichkeit bei gängigen dentalen Werkstoffen.

### Details

- Bis zu 50% schnellere Reinigungsleistung durch Einsatz von temp:ex im SYMPRO Prothesenreinigungsgerät.
- Wirtschaftlicher Einsatz durch Flasche mit Dosierhilfe.

