

**Ficha de datos de seguridad**

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**Pasta para el terminado Tiger Starshine**

Fecha: 09.12.2014

Código del producto: 190-301

Página 1 de 6

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1. Identificador del producto**

Pasta para el terminado Tiger Starshine

**Otros nombres comerciales**

No. del artículo: 190-301-00

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados****Uso de la sustancia o de la mezcla**

Servicio sanitario.

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Compañía:	DENTAURUM GmbH & Co. KG	
Calle:	Turnstr. 31	
Población:	D-75228 Ispringen	
Teléfono:	+49 7231 803 0	Fax: +49 7231 803 295
Correo elect.:	info@dentaurum.de	
Página web:	www.dentaurum.com	

**Información adicional**

Número de llamada de socorro:

07:00 - 16:15 (Mo - Do), 07:00 - 13:15 (Fr) +49 7231 803 213

16:15 - 18:00 (Mo - Do), 13:15 - 18:00 (Fr) +49 7231 803 0

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros****2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Esta mezcla no está clasificada como peligrosa según la Directiva 1999/45/CE.

**Clasificación SGA**

La mezcla no está clasificada como peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

**2.2. Elementos de la etiqueta****2.3. Otros peligros**

No existen informaciones.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes****3.2. Mezclas****Características químicas**

Aluminium oxide abrasive, mixing in a water / solvent emulsion with ammonia

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****4.1. Descripción de los primeros auxilios****Si es inhalado**

Abastecer de aire fresco. Consultar a un médico en caso de malestar.

**En caso de contacto con la piel**

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos**

Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducho para los ojos o con agua.

**Si es tragado**

No provocar el vómito.

Consultar inmediatamente al médico.

## Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Pasta para el terminado Tiger Starshine

Fecha: 09.12.2014

Código del producto: 190-301

Página 2 de 6

Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia.

#### **4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No existen informaciones.

#### **4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento sintomático.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### **5.1. Medios de extinción**

##### **Medios de extinción adecuados**

Coordinar las medidas de extinción a los alrededores. Espuma. Polvo extintor. Dióxido de carbono. Chorro de agua de aspersión.

##### **Medios de extinción no apropiados**

Chorro completo de agua.

#### **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

No inflamable.

#### **5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Llevar guantes de protección.  
Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido.

#### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

#### **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Recoger con materiales absorbentes ( p.e. trapos, vellón). Recoger mecánicamente.  
El material recogido tratar según el párrafo evacuación.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### **7.1. Precauciones para una manipulación segura**

##### **Indicaciones para la manipulación segura**

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

##### **Indicaciones para prevenir incendios y explosiones**

El producto no es: Combustible.

#### **7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

##### **Condiciones necesarias para almacenes y depósitos**

Manténgase el recipiente bien cerrado.

##### **Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto**

No almacenar junto con: Ácido. Agentes oxidantes.

##### **Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento**

Mantener el lugar seco y fresco.

#### **7.3. Usos específicos finales**

Servicio sanitario.

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

## Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Pasta para el terminado Tiger Starshine

Fecha: 09.12.2014

Código del producto: 190-301

Página 3 de 6

#### 8.1. Parámetros de control

#### 8.2. Controles de la exposición



##### Medidas de higiene

- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Evitar la producción de polvo.
- Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
- Después de trabajar con el producto lavar inmediatamente bien la piel.

##### Protección de los ojos/la cara

- Llevar gafas/máscara de protección.

##### Protección de las manos

- Úsense guantes adecuados.

##### Protección cutánea

- Úsense indumentaria protectora adecuada.

##### Protección respiratoria

- ninguno(a)/ninguno(a)

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	Pasta
Color:	azul
Olor:	característico

#### Método de ensayo

##### Cambio de estado

Punto de fusión:	no determinado
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	no determinado
Punto de inflamación:	ca. 51,5 °C

##### Inflamabilidad

Sólido:	no determinado
Gas:	no aplicable
Límite inferior de explosividad:	no determinado
Límite superior de explosividad:	no determinado

##### Temperatura de ignición espontánea

Sólido:	no determinado
Gas:	no aplicable
Temperatura de descomposición:	no determinado

##### Propiedades comburentes

- No provoca incendios.

Presión de vapor:	no determinado
Densidad (a 20 °C):	1,01 g/cm³
Solubilidad en agua:	mezclable.

**Ficha de datos de seguridad**

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**Pasta para el terminado Tiger Starshine**

Fecha: 09.12.2014

Código del producto: 190-301

Página 4 de 6

**Solubilidad en otros disolventes**

no determinado

Coeficiente de reparto:

no determinado

Viscosidad dinámica:

9000 - 14000 mPa·s

(a 20 °C)

Densidad de vapor:

no determinado

Tasa de evaporación:

no determinado

**9.2. Información adicional**

Contenido sólido:

no determinado

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad****10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

Reacciones con : Agentes oxidantes, fuerte.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Ningunos peligros especiales de nombrar.

**10.5. Materiales incompatibles**

No existen informaciones.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

ninguno(a)/ninguno(a)

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad aguda**

Ingestión, LD50: Rata. mg/kg &gt; 2000

**Efectos sensibilizantes**

ninguno(a)/ninguno(a)

**Experiencias de la práctica****Observaciones diversas**

Contacto frecuente y continuo con la piel puede causar irritaciones de piel.

Irrita los ojos y la piel.

**Indicaciones adicionales**

No hay datos toxicológicos.

**SECCIÓN 12: Información ecológica****12.1. Toxicidad**

No hay datos toxicológicos.

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

La parte orgánica del producto es biodegradable.

**12.3. Potencial de bioacumulación**

El producto no fue examinado.

**12.4. Movilidad en el suelo**

El producto no fue examinado.

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

El producto no fue examinado.

**12.6. Otros efectos adversos**

No existen informaciones.

**Ficha de datos de seguridad**

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**Pasta para el terminado Tiger Starshine**

Fecha: 09.12.2014

Código del producto: 190-301

Página 5 de 6

**Indicaciones adicionales**

No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****13.1. Métodos para el tratamiento de residuos****Eliminación**

La eliminación se hace según las normas de las autoridades locales.

**Código de identificación de residuo-Residuos**

200129 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE; Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01); Detergentes que contienen sustancias peligrosas Considerado como residuo peligroso.

**Eliminación de envases contaminados**

Los recipientes limpiados deben ser reciclados

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

No existen informaciones.

**14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

no aplicable

**Otras indicaciones aplicables**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Legislación nacional**

Clasificación como contaminante acuático (D): 1 - Ligeramente peligroso para el agua

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se han realizado evaluaciones de la seguridad química para las sustancias de esta mezcla.

**SECCIÓN 16: Otra información****Abreviaturas y acrónimos**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

**Indicaciones adicionales**

La información aquí dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza características o propiedades del producto y no da pie a una relación contractual jurídica.

## Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Pasta para el terminado Tiger Starshine

Fecha: 09.12.2014

Código del producto: 190-301

Página 6 de 6

El destinatario de nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y disposiciones existentes.

---

*(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)*