



Prophylaxe Set

Prophylaxe Set

SCHÜTZEND. PFLEGEND. BEWAHREND.

Zähne dauerhaft gesund zu halten, ist das gemeinsame Ziel von Ihnen, Ihren Patienten und uns. VOCO-Produkte leisten hier einen wichtigen Beitrag:

Mit **Fluoridlacken** bzw. **Desensitisern**, die bei verschiedensten Indikationen einsetzbar sind und eine sofortige Wirkung zeigen. Mit **Fissurenversiegelern**, die hohe Füllstoffgehalte bieten. Mit **Reinigungspasten** in verschiedenen Stärken. Unser **Prophylaxe-Set** bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Produkte aus dem Bereich Oral Care einmal auszuprobieren. Gefallen Ihnen die Produkte? Dann bestellen Sie am besten gleich nach. Die REF-Nummern der jeweiligen Produkte finden Sie in einem unserer Kataloge. Diese einfach auf dem Bestellschein eintragen, den Sie dann bitte an uns faxen oder Ihrem VOCO-Dentalfachberater mitgeben.

CleanJoy®

Fluoridhaltige Zahnreinigungs- und Polierpaste in drei Reinigungsstärken

- Standfeste, homogene Konsistenz
- Ohne Parabene
- Spritzt nicht (2.000 - 3.000 U / Min.)
- Ampelkodierung: einfach und unverwechselbar anzuwenden
- RDA-Werte: Rot (grob) = 195, Gelb (mittel) = 127, Grün (fein) = 16*
- Mit allen handelsüblichen Instrumenten anzuwenden
- Enthält Xylitol und Fluorid (700 ppm)
- Drei angenehme Geschmacksrichtungen: Kirsche, Minze, Karamell



VOCO Profluorid® Varnish

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5 % NaF)

- Feuchtigkeitstolerant
- Ästhetischer, zahnfarbener Lack
- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5 % NaF \cong 22.600 ppm Fluorid)
- In sieben Geschmacksrichtungen erhältlich*: Melone, Minze, Kirsche, Karamell, Bubble Gum, Cola Lime und Pina Colada
- Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig



Remin Pro®

Schützende Zahnpflege mit Fluorid und Hydroxylapatit

- Enthält Fluorid (1.450 ppm), Hydroxylapatit und Xylitol
- Sorgt für ein Gleichgewicht der Mundflora und schützt die Zähne somit vor schädlichen Säureattacken
- Stärkt die Zähne nach dem Bleaching und der professionellen Zahnreinigung
- In drei aromatischen Geschmacksrichtungen erhältlich* (Melone, Mint, Erdbeere)
- Täglich anwendbar und besonders gut für den Hausgebrauch geeignet
- Optimal bei Vorliegen einer MIH



Grandio® Seal

Lichthärtender Nano-Hybrid Fissurenversiegeler

- Einsatz von isolierten Nano-Füllstoffen für ein optimales Fließverhalten
- Mit 70 Gew.-% höchster Füllstoffgehalt seiner Klasse
- Herausragende physikalische Eigenschaften bei Abrasion, Biegefestigkeit und Schrumpfungsverhalten
- Exzellentes Handling
- Optimale Benetzungseigenschaften
- Perfekte Randadaption



*nicht alle Handelsformen im Set enthalten

Per Fax senden an 04721-719-2931

REF	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis

Lieferung über Depot:

Datum / Ort

Telefon

Unterschrift

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.dental

VOCO-Kundenservice
Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Stempel Zahnarztpraxis: