

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Enamel Pro[®] Pasta per profilassi dentale

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Identificatore del produttore: 9007613

Nome del prodotto: Enamel Pro[®] Pasta per profilassi dentale

Premier[®] Dental Products Company
1710 Romano Drive
Plymouth Meeting, PA 19462 USA
Tel: +1 610.239.6000 Fax: +1 610.239.6171
Telefono di emergenza: +1 610-239-6000

Uso raccomandato: Per le procedure di pulizia e lucidatura nel quadro di un trattamento di profilassi dentale eseguito professionalmente.

Restrizioni per l'uso: Esclusivamente per uso professionale.

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione della sostanza

Irritante per la cute: Cat 2

Irritante per gli occhi: Cat 2

Pittogramma(i) di pericolo Punto esclamativo,



Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare

H315 Provoca irritazione cutanea

H302 Nocivo se ingerito

3. COMPOSIZIONE E INGREDIENTI

Denominazione chimica:	N. di CAS:	WT%:	Classificazioni
Glicerolo 30-50%	56-81-5	30-50%	Irritante per la cute: Cat 2 Irritante per gli occhi: Cat 2
Sodio Fosfato Dibasico	7558-79-4	1-10%	Irritante per la cute: Cat 2 Irritante per gli occhi: Cat 2

4. INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

(SINTOMI)

Contatto con la cute: possibile una tenue irritazione nel punto di contatto.

Contatto con gli occhi: possibile irritazione e rossore.

Ingestione: possibile irritazione della gola.

Inalazione: possibile irritazione della gola con sensazione di oppressione al petto.

(AZIONE)

Contatto con la cute: sciacquare immediatamente con acqua e sapone in abbondanza.

Contatto con gli occhi: bagnare gli occhi con acqua corrente per 15 minuti.

Ingestione: sciacquare via dalla bocca con acqua.

Inalazione: consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Agenti estinguenti:

impiegare i mezzi adatti all'estinzione delle fiamme circostanti.
nella combustione emana vapori tossici.

Rischi di esposizione:

Protezione degli

impiegare un autorespiratore SCBA. Indossare
abbigliamento protettiva per

addetti alla prevenzione antincendio: impedire il contatto con la cute e gli occhi.

6. MISURE PER IL RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni personali: si veda la sezione 8 della Scheda dei dati di sicurezza per i dettagli di protezione personale.

Precauzioni ambientali: non scaricare in collettori o fiumi.

Procedure di pulizia: lavare il punto di sversamento con acqua in grande quantità.

7. MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE

Requisiti per la manipolazione: evitare la formazione o dispersione di polvere nell'aria.

Condizioni di conservazione: conservare in luogo fresco e ben aerato.

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE PERSONALE

Misure di natura ingegneristica: verificare che la ventilazione dell'area sia sufficiente.

Protezione della respirazione: maschera respiratoria protettiva con filtro antiparticolato.

Protezione per le mani: guanti protettivi

Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza. Predisporre nelle vicinanze l'occorrente per un bagno oculare.

Protezione cutanea: abbigliamento protettivo.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato: pasta

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità: stabile in condizioni normali.

Condizioni da evitare: calore

Materiali da evitare: forti agenti ossidanti. Acidi forti.

Prodotti pericolosi di decomposizione: durante la combustione emette vapori tossici.

11. DATI TOSSICOLOGICI

Ingredienti pericolosi:

GLICEROLO

IHL RAT LC50>4 mg/kg

ORL RAT LD50 12600 mg/kg

SKN RBT LD50>10000 mg/kg

Tasso di esposizione: si veda la sezione 4 della Scheda dei dati di sicurezza per canali di esposizione e sintomi corrispondenti.

12. DATI ECOLOGICI

Ingredienti pericolosi:

GLICEROLO

FISH 96 h LC50>100100 mg/l

FISH PIMEPHALES PROMELAS 96 h LC50 44000 mg/l

FISH CARASSIUS AURATUS AURATUS 96 h LC50 5000 mg/l

Persistenza e degradabilità: biodegradabile.

Potenziale di bioaccumulo: assente.

Altri effetti avversi: ecotossicità trascurabile.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

NB: si richiama l'attenzione dell'utente sulla possibile esistenza di normative regionali o nazionali in materia di smaltimento.

14. DATI PER IL TRASPORTO

Non regolamentato

ADR/RID

IMDG/IMO

IATA/ICAO

15. INFORMAZIONI NORMATIVE

Enunciati di rischio: R36/38: irritante per gli occhi e la cute.

Indicazioni di pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare

H315 Provoca irritazione cutanea

H302 Nocivo se ingerito

H032: A contatto con acidi libera gas molto tossici

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P330 Sciacquare la bocca

P280 Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P332+P313 In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

P362 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P330 Sciacquare la bocca.

P501 Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alle regolamentazioni locali e nazionali.

Nota: i dati normativi forniti sopra indicano solo le norme principali specificamente applicabili al prodotto descritte nella scheda dei dati di sicurezza. Si richiama l'attenzione dell'utente sulla possibile esistenza di misure aggiuntive a complemento di queste normative. Si rinvia a tutte le normative o ordinanze vigenti a livello nazionale, internazionale e locale.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Data della revisione di Premier: 12/21/2015

Numero di revisione: 4

Numero del fornitore: 013015

Queste informazioni qui contenute si basano sulla nostra conoscenza attuale. Tuttavia non costituiscono garanzia di alcuna caratteristica specifica del prodotto e non stabiliscono una relazione contrattuale legalmente valida. Premier Dental Products Company non fornisce garanzie, né esplicite né implicite, e non si assume responsabilità o obbligo sull'accuratezza o sulla completezza dei dati qui contenuti. Premier Dental Products Company sollecita gli individui che ricevono queste informazioni a fare le proprie valutazioni sull'appropriatezza delle informazioni per la loro applicazione specifica.

121553 Eng Rev6 IT Rev4