



gemäß Verordnung (EG) 1907 / 2006  
 Erstellt am: 23.04.15  
 Überarbeitet am : 29.12.2020  
 Gültig ab: 29.12.2020

Seite 1 von 9  
 Druckdatum: 15.12.2022

Version: 4



Ersetzt Version: 3

**HinriScan Verdünner**

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens**

- 1.1 Produktidentifikator**  
 Handelsname: HinriScan Verdünner
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
 Relevante identifizierte Verwendung: Dentaler Bereich (Verwendungssektor: SU22 – gewerbliche Verwendung)  
 Produktkategorie: Verdünner  
 Prozesskategorie: Auftragen durch Streichen  
 Umweltfreisetzungskategorie: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten  
 Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nicht außerhalb des dentalen Laborbetriebs verwenden!
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**  
 Hersteller / Lieferant: ERNST HINRICHS Dental GmbH  
 Straße / Postfach: Borsigstr. 1  
 Nat.-Kennz. / PLZ / Ort: D - 38644 Goslar  
 Telefon: 0 53 21 / 5 06 24  
 Fax: 0 53 21 / 5 08 81  
 Email / Internet: [info@hinrichs-dental.de](mailto:info@hinrichs-dental.de) / [www.hinrichs-dental.de](http://www.hinrichs-dental.de)  
 Auskunftgebender Bereich: ERNST HINRICHS Dental GmbH
- 1.4 Notrufnummer**  
 ERNST HINRICHS Dental GmbH: +49 (0) 53 21 / 5 06 24 (Mo-Fr 8:00-16:00)

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs: Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**  
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
 Entzündbare Flüssigkeiten (Kapitel 2.6), Kategorie 2 (Flam. Liq. 2), H225, Augenreizung (Kapitel 3.3), Kategorie 2 (Eye Irrit. 2), H319,  
 Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.
- 2.2 Kennzeichnungselemente: Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Stoffe): Piktogramme / Gefahrensymbol:**  
 GHS02, GHS07  
  

- Signalwort: Signalwort / Gefahrenbezeichnung:** entzündlich, reizend Gefahr (Flam.Liq. 2), Achtung (Eye Irrit. 2)
- Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung enthält:** Reduzierte Kennzeichnung (≤125 ml) (lt. Ausnahmen von Kennzeichnungs- u. Verpackungsvorschriften nach EG-CLPVerordnung)
- Signalwort:** Gefahr



gemäß Verordnung (EG) 1907 / 2006  
 Erstellt am: 23.04.15  
 Überarbeitet am : 29.12.2020  
 Gültig ab: 29.12.2020

Seite 2 von 9  
 Druckdatum: 15.12.2022

Version: 4

Ersetzt Version: 3

**HinriScan Verdünner**

**Gefahrensymbol(e):**



**Gefahrenhinweise / H-Sätze:**

**H225:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
**H319:** Kann Augenreizung verursachen.  
**H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Sicherheitshinweise / P-Sätze:**

**P210:** Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.  
**P233:** Behälter dicht verschlossen halten.  
**P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
**P305+P351+P338:** Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
**P261:** Einatmen von Dampf vermeiden.

**Weitere Kennzeichnungselemente:**

**EUH066:** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**2.3 Sonstige Gefahren:** Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

<b>3.1 Stoffe:</b>	
<b>Hauptbestandteil des Stoffs</b>	
<b>Stoffname:</b>	Ethanol Die Substanz erfüllt nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.
<b>Index-Nr.:</b>	603-002-00-5
<b>EG-Nr.:</b>	200-578-6
<b>CAS-Nr.:</b>	64-17-5
<b>Verunreinigungen, stabilisierende Zusatzstoffe und einzelne Bestandteile</b>	
<b>Stoffname:</b>	Isopropanol (0-7%) Die Substanz erfüllt nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.
<b>Index-Nr.:</b>	603-117-00-0
<b>EG-Nr.:</b>	200-661-7
<b>CAS-Nr.:</b>	67-63-0
<b>Einstufung gem. 1272/2008 (CLP):</b>	Entzündbare Flüssigkeiten (Kapitel 2.6), Kategorie 2 (Flam. Liq. 2), H225, Augenreizung (Kapitel 3.3), Kategorie 2 (Eye Irrit. 2), H319, Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen (Kapitel 3.8), Kategorie 3 (STOT SE3), H33
<b>Verunreinigungen, stabilisierende Zusatzstoffe und einzelne Bestandteile</b>	
<b>Stoffname:</b>	Wasser – H <sub>2</sub> O <sup>2</sup>
<b>Index-Nr.:</b>	n.a.
<b>EG-Nr.:</b>	n.a.
<b>CAS-Nr.:</b>	n.a.



gemäß Verordnung (EG) 1907 / 2006  
 Erstellt am: 23.04.15  
 Überarbeitet am : 29.12.2020  
 Gültig ab: 29.12.2020

Version: 4

Seite 3 von 9  
 Druckdatum: 15.12.2022

Ersetzt Version: 3

**HinriScan Verdünner**

**3.2 Gemische:** Nicht anwendbar.  
**Stoffname:**  
**EG-Nr.: CAS-Nr. : Index-Nr.: REACH-Registrierungsnr.:**  
**Anteil :** %  
**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):**  
 (Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen)

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme**
- Allgemein:** Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- Nach Einatmen:** Im Falle von Benommenheit nach Einatmen der Dämpfe, Betroffenen an die frische Luft bringen.
- Nach Hautkontakt:** Betroffene Hautpartien gründlich mit viel Wasser und Seife abwaschen.
- Nach Augenkontakt:** Augen min. 10 Min. unter fließendem Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung Augenarzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken:** Mund ausspülen. Bei anhaltendem Unwohlsein Arzt aufsuchen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome 4.2 und Wirkungen:** Reizende Wirkungen, Benommenheit, Übelkeit, Erbrechen, Kopfweh, Schläfrigkeit.
- 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:** n.b.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- 5.1 Geeignete Löschmittel:** Trockenlöschmittel, Schaum, Sand.
- Ungeeignete Löschmittel:** Wasser.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:** Brennbar. Bei unvollständiger Verbrennung können in den Rauchgasen giftige Bestandteile enthalten sein. Im Brandfall ist ein umgebungsunabhängiger Atemschutz für die Feuerwehr empfehlenswert.
- 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:** Bei unvollständiger Verbrennung können in den Rauchgasen giftige Bestandteile enthalten sein. Im Brandfall ist ein umgebungsunabhängiger Atemschutz für die Feuerwehr empfehlenswert

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:** Sofort alle Zündquellen entfernen. Für gute Belüftung sorgen, Dämpfe, Aerosol nicht einatmen.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:** Eindringen der ausgelaufenen Flüssigkeit in Kanalisation oder Oberflächengewässer verhindern.



gemäß Verordnung (EG) 1907 / 2006

Erstellt am: 23.04.15

Überarbeitet am : 29.12.2020

Gültig ab: 29.12.2020

Version: 4

Seite 4 von 9


Druckdatum: 15.12.2022

Ersetzt Version: 3

**HinriScan Verdüner**

- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:** Schutzausrüstung anlegen, mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Universalbindemittel) aufnehmen und als Sondermüll entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:** siehe Abschnitt 5.  
**Gefährliche Verbrennungsprodukte:** Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
- Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen:** Für ausreichende Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen! 
- Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen:** n.b.
- Maßnahmen zum Schutz der Umwelt:** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Allgemeine Hygienemaßnahmen:** Allgemeine Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien beachten, von Lebensmitteln fernhalten, nicht rauchen.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:**
- Angaben zu den Lagerbedingungen:** Bei Temperaturen unter 30°C gut verschlossen lagern. Von Lebensmitteln fernhalten.
- Anforderungen an Lagerräume und Behälter:** Unter 30°C gut verschlossen lagern. Gemäß TRGS 510, Anhang 9 Kleinmengenregelung
- Lagerklasse:** (LGK) (VCI) 3
- 7.3 Spezifische Endanwendungen:**
- Branchen- und sektorspezifische Leitlinien:** Außer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Endanwendungen vorgesehen.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

- 8.1 Zu überwachende Parameter**
- Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte**
- Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland**
- Stoffname:** Ethanol CAS-Nr. : 64-17-5
- Spezifizierung:** TRGS 905/TRGS 900
- Wert:** (AGW): 960 mg/m<sup>3</sup> bzw. 500 ml/m<sup>3</sup> (ppm)
- Spitzenbegrenzung:** Überschreitungsfaktor (ÜF) 2, Kategorie für Kurzzeitwerte II
- Fruchtschädigend:** Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes / BAT Wertes nicht befürchtet zu werden.
- Überwachungsverfahren:** n.b.
- Stoffname:** Isopropanol ; CAS-Nr. : 67-63-0
- Spezifizierung:** TRGS 900
- Wert:** 200 ml/m<sup>3</sup> / 500 mg/m<sup>3</sup>
- Spitzenbegrenzung:** Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor. Kategorie II - Resorptiv wirksame Stoffe
- Fruchtschädigend:** Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht befürchtet zu werden.



gemäß Verordnung (EG) 1907 / 2006  
 Erstellt am: 23.04.15  
 Überarbeitet am : 29.12.2020  
 Gültig ab: 29.12.2020

Seite 5 von 9  
 Druckdatum: 15.12.2022

Version: 4

Ersetzt Version: 3

**HinriScan Verdüner**

Überwachungsverfahren: n.b.

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition  
 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen  
 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung  
 Augen- / Gesichtsschutz**



Gutsitzende Schutzbrille tragen.

**Hautschutz  
 Handschuhe:**

Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk. Das Handschuhmaterial muss gegen den verwendeten Stoff ausreichend undurchlässig und beständig sein  
 Bei Vollkontakt:  
 Handschuhmaterial: Butylkautschuk  
 Schichtstärke (mm):  $\geq 0,7$  mm



Durchdringungszeit (min.):  $\geq 60$  min:  
 Bei Spritzkontakt: -  
 Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk  
 Schichtstärke (mm): 0.40 mm  
 Durchdringungszeit (min.):  $> 120$  min.

**Anderer Hautschutz**

Angemessene Arbeitskleidung tragen. Verunreinigte Kleidung wechseln.

**Atemschutz:**

Normalerweise keine besonderen Maßnahmen erforderlich, im Falle der Freisetzung größerer Menge (ausgelaufene Flasche) für gute Raumbelüftung sorgen

**Hitze- / Kälteschutz:**

Nicht anwendbar, sofern nicht länger über 45°C gelagert.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**

n.b.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

**Aussehen:**

<b>Form:</b>	Flüssig
<b>Farbe:</b>	Transparent
<b>Geruch:</b>	Charakteristisch
<b>Geruchsschwelle:</b>	Keine Daten verfügbar
<b>pH-Wert:</b>	n.b.
<b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:</b>	- 114°C
<b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>	78°C
<b>Flammpunkt:</b>	29°C
<b>Verdampfungsgeschwindigkeit:</b>	Keine Daten verfügbar
<b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig) :</b>	n.b.



gemäß Verordnung (EG) 1907 / 2006  
 Erstellt am: 23.04.15  
 Überarbeitet am : 29.12.2020  
 Gültig ab: 29.12.2020

Version: 4

Seite 6 von 9  
 Druckdatum: 15.12.2022

Ersetzt Version: 3

**HinriScan Verdünner**

**Obere / untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:**

**Dampfdruck :**

**Dampfdichte :**

**Relative Dichte:**

**Löslichkeit:**

**Verteilungskoeffizient:**

**n-Octanol/Wasser:**

**Selbstentzündungstemperatur :**

**Zersetzungstemperatur :**

**Viskosität :**

**explosive Eigenschaften :**

**oxidierende Eigenschaften :**

Nicht als explosiv einzustufen

59 hPa bei 20 °C

Keine Daten verfügbar

n.b.

Unbegrenzt mischbar

n.b.

425°C

Keine Daten verfügbar

n.b.

Nicht als explosiv einzustufen

n.b.

**9.2 Sonstige Angaben:**

Es liegen keine weiteren Angaben vor.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

**10.1 Reaktivität:**

Entzündungsgefahr

**10.2 Chemische Stabilität:**

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen chemisch stabil.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:**

n.b.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen:**

Längere Lagerung oberhalb 45°C.

**10.4 Unverträgliche Materialien:**

Starke Oxidationsmittel.

**10.5 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

Bei Lagerung bei Raumtemperatur keine.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

**Akute orale Toxizität:**

LD50 Ratte: 10.470 mg/kg

OECD Prüfrichtlinie 401

Symptome: leichte Schleimhautreizungen

**Akute dermale Toxizität:**

Keine Informationen verfügbar.

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:**

Kaninchen Ergebnis: Keine Hautreizung

OECD Prüfrichtlinie 404

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken (EUH066)

**Schwere Augenschädigung/-reizung:**

Kaninchen Ergebnis: Augenreizung

OECD Prüfrichtlinie 405

Verursacht schwere Augenreizung (H319)

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut:**

Test auf Sensibilisierung (Magnusson und Kligman):

Ergebnis: negativ

**Keimzell-Mutagenität:**



gemäß Verordnung (EG) 1907 / 2006  
 Erstellt am: 23.04.15  
 Überarbeitet am : 29.12.2020  
 Gültig ab: 29.12.2020

Seite 7 von 9  
 Druckdatum: 15.12.2022

Version: 4

Ersetzt Version: 3

**HinriScan Verdünner**

<b>Gentoxizität in vitro:</b>	Ames test Salmonella typhimurium Ergebnis: negativ Methode: OECD Prüfrichtlinie 471
<b>Karzinogenität:</b>	Keine Angaben verfügbar.
<b>Reproduktionstoxizität:</b>	Keine Angaben verfügbar.
<b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:</b>	Keine Angaben verfügbar.
<b>spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:</b>	Keine Angaben verfügbar.
<b>Aspirationsgefahr:</b>	Keine Angaben verfügbar

Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege auch: Informationen über Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung  
 Systemische Wirkung: Euphorie  
 Nach Resorption großer Mengen: Schwindel, Rausch, Narkose, Atemlähmung Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

<b>12.1 Toxizität:</b>	Das Produkt ist nur schwach wassergefährdend. Die Gefahr, welche von einem Gebinde von 20 ml ausgeht, kann vernachlässigt werden.
<b>12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:</b>	Biologische Abbaubarkeit 94 % OECD- Prüfrichtlinie 301E Leicht biologisch abbaubar
<b>12.3 Bioakkumulationspotenzial:</b>	Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.
<b>12.4 Mobilität im Boden:</b>	Keine Information verfügbar.
<b>12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b>	Die Substanz erfüllt nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.
<b>12.6 Andere schädliche Wirkungen:</b>	Keine Störungen bei sachgemäßer Verwendung in Kläranlagen zu erwarten. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

<b>13.1 Verfahren der Abfallbehandlung</b>	
<b>Behandlung verunreinigter Verpackungen:</b>	Behälter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln. 150110 (AVV)
<b>Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):</b>	160506 (AVV)
<b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen:</b>	keine
<b>Einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen:</b>	Abfallrichtlinie 2008/98/EG beachten.



gemäß Verordnung (EG) 1907 / 2006

Erstellt am: 23.04.15

Überarbeitet am : 29.12.2020

Gültig ab: 29.12.2020

Version: 4

Seite 8 von 9

Druckdatum: 15.12.2022

Ersetzt Version: 3

**HinriScan Verdüner**

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

14.1 UN-Nummer:	1170
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung ADR / RID:	Ethanol
IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:	Ethanol EmS F-E S-D
14.3 Transportgefahrenklassen:	Klasse 3
14.4 Verpackungsgruppe:	II
14.5 Umweltgefahren:	ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: 0 ja / XXX nein Marine Pollutant: 0 ja / XXX nein
14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender:	Keinen offenen Zündquellen aussetzen. Warnung vor feuergefährlichen Stoffen.
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens und gemäß IBC-Code: Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z): Schiffstyp (1, 2 oder 3):	Nicht relevant.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch EU-Vorschriften z.B.:	
Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):	Nicht reguliert.
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):	Nicht reguliert.
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien):	Nicht reguliert.
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):	Nicht reguliert.
Beschränkungen gemäß Titel VIII der Verordnung (EG) 1907/2006:	Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß REACH VO EG Nr 1907/2006, Art. 57 oberhalb der gesetzlichen Konzentrationsgrenze von $\geq 0,1$ % (w/w).
15.2 Nationale Vorschriften z.B.:	
Wassergefährdungsklasse 1:	WGK 1 schwach wassergefährdend
Lösemittelverordnung (31. BImSchV):	Nicht reguliert
Störfallverordnung (12. BImSchV):	Nicht reguliert
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)	Nicht reguliert





gemäß Verordnung (EG) 1907 / 2006  
Erstellt am: 23.04.15  
Überarbeitet am : 29.12.2020  
Gültig ab: 29.12.2020

Seite 9 von 9  
Druckdatum: 15.12.2022

Version: 4

Ersetzt Version: 3

**HinriScan Verdünner**

**Weitere relevante Vorschriften:**

Merkblatt BG-Chemie  
M004 Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe  
M050 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen  
Ethanol (64-17-5) AGW: 500 ppm 960 mg/m3  
Spitzenbegrenzungswert 2 Falls die AGW- und BGW-Werte eingehalten werden, sollte keine Fruchtschädigung vorliegen (siehe Nummer 8.1).

**TRGS 900**

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

**Änderungen gegenüber der letzten Version:**

Anpassung an die Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Abschnitt 1: Erreichbarkeit der Notrufnummer.

**Abkürzungen:**

n.a.

Nicht anwendbar

n.b.

Nicht benannt

**Literaturangaben und Datenquellen:**

Gestis Stoffdatenbank - <http://gestis.itrust.de/>  
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – [www.baua.de](http://www.baua.de)

Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden  
Wortlaut der Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird

**Gefahrenhinweise:**

- H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319: Kann Augenreizung verursachen.
- H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Sicherheitshinweise:**

- P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233: Behälter dicht verschlossen halten.
- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P305+P351+P338: e i Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P261: Einatmen von Dampf vermeiden.

**Weitere Kennzeichnungselemente:**

- EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Schulungen für Arbeitnehmer:**

Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

**Weitere Informationen:**

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben entsprechen unserem Wissensstand und unseren Erfahrungen zum angegebenen Zeitpunkt. Wir übernehmen keine Gewähr für evtl. Fehlerquellen und Vollständigkeit der Angaben. Der Anwender selbst muss sich davon überzeugen, dass alle Angaben geeignet und vollständig sind. Er ist verpflichtet, das gesamte Dokument zu lesen und zu beachten. Er trägt die Verantwortung zur Einhaltung erforderlicher und vorgeschriebener Maßnahmen.

# EU - Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907 / 2006

Erstellt am: 23.04.15

Überarbeitet am : 29.12.2020

Gültig ab: 29.12.2020

Version: 4

**HinriScan Verdünner**



Seite 10 von 9  
Druckdatum: 15.12.2022

Ersetzt Version: 3