

# vista-tec

*update!*



protective  
shields  
since 1989

pratique et confortable

un design élégant

protection EPI  
avec marquage CE

compatible avec lunettes  
de protection et loupes



**polydentia**  
swiss manufacture 

polydentia.ch



protective  
face shields



# update! vista-tec line

Système  
de protection  
du visage



REV. 01.10.2022

## Vista-Tec

la visière originale  
depuis 1989

Travaillez protégé avec l'écran facial Vista-Tec élégant et ultra-léger.

Vista-Tec est un écran facial de protection EPI de classe II certifié CE qui est confortable à porter même pendant de longues journées de travail. Il est doté d'écrans faciles à nettoyer, durables et remplaçables en polycarbonate de qualité optique supérieure pour une vision détendue et claire.

- design ultra-léger
- confortable à porter, ajustement réglable
- qualité optique supérieure
- boucliers désinfectables, durables et remplaçables
- EPI de classe II certifié CE EN166:2001

### Vista-Tec kit

REF 5621N 1 monture, 5 visières, 1 serre-tête

### Visières Vista-Tec

REF 5626N 5 visières en polycarbonate



pour plus  
d'informations

## Clipon & L-Clipon

visières de protection pour les  
lunettes et loupes à monture fine

ClipOn permet de fixer une visière de protection sur des lunettes. Les clips pratiques ClipOn se glissent sur les branches de vos lunettes et maintiennent à la fois la visière ClipOn et la visière plus large L-shield, idéale pour les loupes galiléennes. Les clips ClipOn peuvent être glissés sur les lunettes ou des loupes dont les branches ont une hauteur maximale de 1 cm.

- protéger vos lunettes et vos loupes
- facile à mettre en place
- idéal pour les lunettes à monture fine
- visières désinfectables, durables et remplaçables

### Vista-Tec Clipon kit

REF 5622 1 pair de clips ClipOn, 5 visières ClipOn

### Réassorts

REF 5647 5 visières  
REF 5646 10 visières  
REF 5623 10 pcs. du clips ClipOn

### Vista-Tec L-Clipon kit

REF 5630 1 pair de clips ClipOn, 5 visières L-ClipOn

### Réassorts

REF 5632 10 visières L- shields  
REF 5623 10 pcs. du clips ClipOn

## Lupon & L-Lupon

visières de protection  
pour les loupes

Le kit Lupon de Vista-Tec protège les lunettes et les loupes grâce à sa visière en polycarbonate large et résistante. Les visières, disponibles en 2 tailles (moyenne et grande), sont montées sur les clips de maintien fixés sur la monture grâce aux élastiques en silicone oRings. Les clips Vista-Tec Lupon peuvent également être utilisés sur les lunettes dont les branches ont une hauteur supérieure à 1 cm.

- protégez vos lunettes et vos loupes
- facile à mettre en place
- visières de qualité optique supérieure
- visières désinfectables, durables et remplaçables
- clips et anneaux oRings autoclavables

### Vista-Tec Lupon kit

REF 5633  
1 paire Lupon clips, 1 visière moyenne M-Shield.  
1 visière L-Shield, 3 paires oRings S, M, L

### Réassorts

Vista-Tec Lupon M-Shield  
REF 5635 5 visières M-Shield

Vista-Tec Lupon L-Shield  
REF 5636 5 visières L-Shields

Vista-Tec Lupon oRings  
REF 5634 3 paires oRings S, M, L

