

Die Kollageneinlage nach Zahnextraktionen



Hemocollagène

Biokompatible & resorbierbare
hämostatische Schwämme



Hemocollagene ist ein resorbierbarer und steriler hämostatischer Schwamm aus bovinem Kollagen Typ I

Hemocollagene ist für die lokale Blutstillung in der Zahnmedizin indiziert, wenn konventionelle Maßnahmen zur Blutstillung nicht zweckmäßig oder erfolglos sind. Hemocollagene fördert die Thrombozytenaggregation und unterstützt eine natürliche Geweberegeneration. Die Kollagenschwämme sind biokompatibel und auf natürliche Weise resorbierbar. Die Form wurde speziell zur Anwendung in der Zahnmedizin entwickelt.

Eigenschaften	Vorteile	Nutzen
Einzel in Blistern verpackte Schwämme	Form & Größe sind passend für die Alveole	Flexibel, formbar, kohärent Kann zugeschnitten und an den Defekt angepasst werden
Typ I Kollagen (bovinen Ursprungs)	Hoher Grad an Biokompatibilität Resorbiert natürlich & vollständig nach 3 Monaten	Zur lokalen Blutstillung: fördert die Thrombozytenadhäsion und -aggregation
Steril	Sterilisiert durch Beta-Bestrahlung	Unterstützt die natürliche Geweberegeneration
Sicher	Keine schädlichen Inhaltsstoffe Gemäß der Verordnung 93/42/EEC - 722/2012	Keine Virenübertragung & kein Risiko einer Übertragung spongiformer Enzephalopathien tierischen Ursprungs
Implantierbar & resorbierbar	Kann nach der Zahnextraktion in der Alveole verbleiben	Kann in Kontakt mit verletzten Blutgefäßen, Gingiva, Zähnen und Knochen verbleiben

Indikationen

Hemocollagene kann verwendet werden bei:

- Zahnextraktionen
- Parodontalen Operationswunden
- Nahtregionen
- Orale Geschwüren (nicht infiziert oder virusbedingt)
- Traumatischen Wunden
- Wunden durch Zahnersatz

Produktinformation

Ursprung: – Typ I natives, nicht-denaturiertes, gefriergetrocknetes Kollagen bovinen Ursprungs

Merkmale:

- Medizinproduktklasse III
- Flexibel, formbar, kohärent & weich
- 0,027 g pro Schwamm
- Biokompatibel und gut verträglich

Darreichungsform: – Packung mit 24 Schwämmen (3 Blister mit 8 einzeln steril verpackten Schwämmen)



Hemocollagene ist über Ihren Dentalhandelspartner erhältlich.

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland
Telefon: +49 (0) 228 971 26-0, Fax: +49 (0) 228 971 26-66
E-Mail: info@septodont.de

www.septodont.com

