

BIS ZU **20 %** **WENIGER RESTMENGE**

verglichen mit der bisherigen grünen Mischkanüle
der Futar®-Produkte (Ø 6,5 mm)



**NEUES
KARTUSCHEN-
SYSTEM**

 **SUPER MIT FUTAR®**

BISSREGISTRIERUNG


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

FUTAR® – EINFACH BEEINDRUCKEND!

Bissregistrierung

Die **Futar®**-Produktfamilie besteht aus sechs verschiedenen Bissregistriermaterialien auf A-Silikon-Basis zur exakten Aufzeichnung der Okklussionsverhältnisse.

SUPER IN QUALITÄT UND FORTSCHRITT

- „Made in Germany“ mit eigener Forschung und Entwicklung sowie Produktion in Deutschland

SUPER DURCH VIELSEITIGKEIT

- Wählen Sie zwischen hohen und höchsten Endhärten sowie verschiedenen Verarbeitungszeiten!

SUPER SEIT ÜBER 20 JAHREN

- Vertrauen Sie dem Marktführer in Deutschland*!

**Gehen Sie bei Ihrer Bissregistrierung
keine Kompromisse ein!**



FUTAR® – DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Futar® / Futar® Fast:

- Hohe Endhärte
(Shore-A 90)
- Hart in der Abbindung, flexibel in der Bearbeitung: lässt sich sehr gut beschneiden
- Auch als Fast-Variante verfügbar: **Für mehr Patientenkomfort!**



Futar® D / Futar® D Fast:

- Extrahohe Endhärte
(Shore-D 43)
- Bietet eine sehr gute Fräsbarkeit
- Auch als Fast-Variante verfügbar: **Für mehr Patientenkomfort!**



Die Futar®-Familie
kann noch viel mehr:

Futar® Cut & Trim Fast:

- Extrahohe Endhärte (Shore-D 35)
- 15 Sekunden Verarbeitungszeit + 45 Sekunden Abbindezeit = In nur einer Minute ist das Registrat erstellt!
- Mit Fräse und/oder Skalpell ideal zu bearbeiten
- Scanbar für den CAD/CAM-Einsatz in Ihrer Praxis!



Futar® D Slow:

- Extrahohe Endhärte (Shore-D 43)
- Extralange Verarbeitungszeit für zeitaufwendige Anwendungen, z.B. für myozentrische Bissregistrierung, Fixation von Abdruckpfosten oder die individuelle Randgestaltung
- Vielfältiger Einsatz auch im Labor: als Isoliermaterial oder zur Herstellung von Modellsegmenten








- Exakte Ergebnisse dank hervorragender Fließigenschaften
- Geringe Elastizität vermindert das Federn bei der Modellzuordnung
- Überschussanteile können bequem abgebrochen werden

**EINFACH,
SAUBER UND
SCHNELL IN DER
ANWENDUNG!**






FUTAR® – LEISTUNG LIEGT IN DER FAMILIE

Zahnbogen

 Bissregistriermaterial	 Anmischen	Verarbeitungszeit bei 23 °C	Mundverweildauer	Gesamt- abbindezeit*	Härte (ca.) Shore
Futar®		30 Sek.	90 Sek.	2:00 Min.	A 90
Futar® D		30 Sek.	90 Sek.	2:00 Min.	D 43
Futar® D Slow		90 Sek.	3:00 Min.	4:30 Min.	D 43

* Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung.

Segment

 Bissregistriermaterial	 Anmischen	Verarbeitungszeit bei 23 °C	Mundverweildauer	Gesamt- abbindezeit*	Härte (ca.) Shore
Futar® Fast		15 Sek.	45 Sek.	1:00 Min.	A 90
Futar® D Fast		15 Sek.	45 Sek.	1:00 Min.	D 43
Futar® Cut & Trim Fast		15 Sek.	45 Sek.	1:00 Min.	D 35

* Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung.

**ERSTELLEN
SIE IHR BISS-
REGISTRAT IN
NUR EINER
MINUTE!**

FUTAR® – DAS SORTIMENT

	Futar®	Futar® Fast	Futar® D	Futar® D Fast
Normal pack	REF 1191211	REF 1192611	REF 1193211	REF 1196111
	2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen blau			
Bonus pack	REF 2827711	REF 2827611	REF 2827811	REF 2827911
	10 x 50-ml-Kartusche, 30 Mischkanülen blau			

	Futar® Cut & Trim Fast
Normal pack	REF 1197511
	2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen rot
Bonus pack	REF 2827511
	10 x 50-ml-Kartusche, 40 Mischkanülen rot

	Futar® D Slow
Normal pack	REF 1195111
	2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen blau



Jetzt im **NEUEN**
Kartuschensystem –
wirtschaftlich & sicher



Made
in
Germany



NOTIZEN

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefon +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.de



012736_0222



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent