



# Katana Zirconia HTML Plus B3 22mm Ø98,5mm m. Nut St.

C1 14mm Ø98,5mm m. Nut



Artikelnr.: 04978

Hersteller: Kuraray Noritake

**€ 150,00**

Zzgl. MwSt.

## Hohe Festigkeit

Geeignet für ein breites Spektrum, insbesondere für minimalinvasive Behandlungen. Sie haben die Wahl zwischen Gerüstkonstruktionen, Cut-Back-Konstruktionen oder auch monolithischen Lösungen mit entsprechenden Individualisierungen.

## Einfaches Handling & hohe Ästhetik

Dank einheitlich durchgehender Multi-Layered-Technologie sind die gefrästen Restaurationen frei von sichtbaren Übergangslinien. Die Einfärbung wurde zusätzlich optimiert und verbessert. Ergebnis ist eine harmonische Grundlage für das effiziente Erreichen einer wunderbar natürlichen Ästhetik.

## Schnelle Verarbeitung

Eine Sonderanfertigung oder ein Notfall? Kein Problem! Das High-Speed-Sintern (54 Minuten) bietet völlig neue Möglichkeiten. Beenden Sie Ihre Arbeit einfach innerhalb eines Tages.

## Ausgezeichnete Qualität

Die Passgenauigkeit der Restaurationen nach dem abschließenden Sinterprozess reduziert das Wiederaufbereitungsrisiko. Keine Verschwendung von Zeit und Material.