



Natura

Eimer 10 kg Gips superweiß



Artikelnr.: 100045
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 10.431 kg
Höhe: 230 mm
Breite: 290 mm
Länge: 303 mm

€ 36,69

Zzgl. MwSt.

Eimer 10 kg Gips superweiß

Natura Naturgips (KFO)

Ein volumenbeständiger, doppelt gemahlener Dentalhartgips, der durch seinen hohen Weißheitsgrad besonders für die Kieferorthopädie geeignet ist. Eine glatte, harte Oberfläche und hohe Druckfestigkeit zeichnen diesen Gips aus.

Anwendungsempfehlung: Arbeitsmodelle, Gegenbissmodelle, Kunststofftechnik, Kunststoffprothetik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen, Situationsmodelle, KFO-Arbeiten, Schaumodelle, superweiß.

- Wasser-Gips-Verhältnis: 30 : 100
- Abbindezeit: 10-12 Minuten