



CLEARFIL™ DC CORE PLUS

Packung 17,9 g / 9 ml Spritze dentin, 20 Mixing Tips, 10 Front Tips L, 10 Front Tips S



Artikelnr.: 100073
Hersteller: Kuraray Noritake
Gewicht: 0.108 kg
Höhe: 41 mm
Breite: 66 mm
Länge: 185 mm

€ 102,53

Zzgl. MwSt.

Packung 17,9 g / 9 ml Spritze dentin, 20 Mixing Tips, 10 Front Tips L, 10 Front Tips S

CLEARFIL™ DC CORE PLUS ist ein dualhärtendes (selbst- und/oder lichthärtendes) Zweikomponenten-Stumpfaufbaumaterial in der Automix-Spritze. Die selbsthärtende Eigenschaft dieses neuen Stumpfaufbaumaterials bietet die perfekte Lösung für schwerzugängliche Regionen im Wurzelkanal, welche nur bedingt mit Licht gehärtet werden können. Für alle anderen Bereiche können Sie die Aushärtung durch Licht beschleunigen. Bei Stumpfaufbau-Restorationen ist es sehr wichtig, das Risiko einer Kontamination durch eine kurze und einfache Anwendung zu reduzieren. *CLEARFIL™ DC CORE PLUS* ist durch seine vereinfachte Anwendung und optimaler Viskosität bestens für den stressfreien Aufbau geeignet. Dank der optimalen Verarbeitungszeit von 3 Minuten können alle Schritte- vom Einbringen in den Wurzelkanal bis zum Stumpfaufbau- praktischerweise mit nur einer Mischkanüle durchgeführt werden.