



Quickmat DELUXE

Introkit



Artikelnr.: 100791
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.068 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 77 mm
Länge: 118 mm

€ 142,48

Zzgl. MwSt.

Introkit 70 Teilmatrizen bombiert Stärke 0,04 mm Prämolare, 70 Teilmatrizen bombiert Stärke 0,025 mm Molare, 5 Quickringe, Re-Force Verstärkung, 20 Silikonröhrchen (zylindrisch, delta), 140 Interdentalkeile aus Holz sortiert

Quickmat DELUXE ist ein neues Teilmatrixsystem, das präzise sowie anatomische korrekte Kontaktpunkte bei Klasse-II-Restorationen ermöglicht. Die Edelstahl-Teilmatrizen sind jeweils in sehr dünnen (0,025 mm), dünnen (0,04 mm) sowie in Prämolare und Molare verfügbar. Zur Ergänzung beinhaltet *Quickmat DELUXE* eine große Auswahl an Holzkeilchen in verschiedenen Größen sowie autoklavierbare Quickringe. Die Packung ist reichlich bestückt und bietet somit ein ausserordentlich optimales Qualität/Inhalt/Preis-Verhältnis! Die Quickmat Deluxe-Zange wurde zur optimalen Positionierung der Quickringe adaptiert, autoklavierbar. Die Quickmatrix-Zange dient einer einfachen Handhabung der Teilmatrizen, autoklavierbar.