

# Mikromotor

Stück NBX mit LED



Artikelnr.: 100810  
Hersteller: NSK Europe GmbH  
Gewicht: 0.154 kg  
Höhe: 33 mm  
Breite: 76 mm  
Länge: 153 mm

**€ 542,10**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Mikromotor NBX mit LED

Typ ISO mit interner Wasserzufuhr.

- Max. 40.000 U/min.
- Ultrakompakt und leicht massiver Titankörper
- Minimale Hitzeerzeugung

**Weitere Artikelnummern nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.**