



# Artikulationsgips Natur

Eimer 10 kg Gips naturweiß



Artikelnr.: 100875  
Hersteller: SILADENT  
Gewicht: 10.35 kg  
Höhe: 230 mm  
Breite: 290 mm  
Länge: 303 mm

**€ 36,99**

*Zzgl. MwSt.*

Eimer 10 kg Gips naturweiß

Artikulationsgips, Naturgips mit Limettenduft.

Ein Spezialgips zum Einartikulieren mit geringer Abbindeexpansion und angenehmer Konsistenz. Modellierfähig und leicht zu beschneiden. Fixiert ihre Modelle dimensionsgenau. Aufgrund seines Stehvermögens können schon kurz nach dem Anrühren die Modelle fixiert werden. Auch für Vorwälle, Frässockel und zum Sockeln von KFO-Modellen.

Anwendungsempfehlung: Artikulieren, Frässockel.

- Wasser-Gips-Verhältnis: 40 : 100
- Abbindezeit Minuten: 4,5