



TPE Diamant FG 680

Packung 6 Stück rot fein, FG, 9 mm, ISO 014



Artikelnr.: 10090

Hersteller: Shofu Dental GmbH

Gewicht: 0.026 kg

€ 54,96

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Diamanten rot fein, FG, Kopflänge: 9 mm, ISO 014

Diese gewebesetzenden, stirnseitig belegten Diamanten werden für die zeitsparende, subgingivale Schulterpräparation empfohlen. Ein bezeichnendes Merkmal ist die unbelegte Abschrägung zur Scheidefläche, die eine Verletzung des angrenzenden Gewebes oder ein Unterschneiden der Axialwand während der Präparation verhindert. *TPE Diamanten* sind in zwei Körnungen und 4 Größen erhältlich.

In der Zahnarztpraxis

- Grob = (C - ohne Schaftmarkierung). Schnelles Reduzieren des Schulterrandes am gingivalen Sulcus
- Fein = (rote Schaftmarkierung). Feinbearbeitung der Schulter, Finieren der subgingivalen Stufenpräparation.
- Der kurze Kopf (nur Grobkörnung) wird für Präparationen an schwer zugänglichen Stellen empfohlen
- Zahnhartsubstanz: Schulterpräparation, Stufenpräparation
- Drehzahl Empf. 3000.000-450.000 /Umin. / AD 0 - 0,8 N