



GingiTrac™ MiniMix®

Starter Kit



Artikelnr.: 101321
Hersteller: Centrix Incorporated
Gewicht: 0.352 kg
Höhe: 76 mm
Breite: 165 mm
Länge: 191 mm

€ 250,77

Zzgl. MwSt.

Starter Kit 24 Kartuschen, 24 Mischkanülen, 20 GingiCaps Regular, 20 GingiCaps Large, 1 Snub Nose Snap-Fit Spritze

Keine große unhandliche Automix-Pistole. Und auch weiterhin keine Reinigung und kein Fadenlegen durch Verwendung eines Silikons mit eingemischtem Aluminiumsulfat als Adstringens.

Patientenfreundlicher konzipiert, ist die MiniMix einfacher auszudrücken als die Automix-Pistole, und es entsteht weniger Abfall. Darüber hinaus reduziert die geringere Größe und die einfache Verwendung die Behandlungszeit und verringert den Stress beim Patienten.