



DIATECH Diamanten G368

Packung 5 Stück weiß ultra fein (UF), FG, Figur 257 Knospe, 3,5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 101506
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 27 mm
Länge: 35 mm

€ 18,38

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer weiß ultra fein (UF), FG, Figur 257 Knospe, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 016

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 µm*
- blau ML - mittel - 105 µm*
- rot F - fein - 40 µm*
- gelb XF - extra fein - 25 µm*
- weiß UF - ultrafein - 15 µm*
- orange UF - ultrafein - 8 µm*
- Kronenpräparation, Bearbeitung von Füllungen, Finishing, Wurzelglättung

*Durchschnittswerte