



Goldstar

Packung 12 Stück unmontiert, gelb, Figur 303, 3 mm, ISO 220



Artikelnr.: 10158
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 96 mm
Länge: 156 mm

€ 10,75

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer unmontiert, gelb, Figur 303, 3 mm, ISO 220

3-Stufen Poliersystem für Gold und Edelmetall-Legierungen. Polierer mit speziellen Poliermitteln zum Finieren, Polieren und zur Hochglanz-Politur mit antioxidantischer Wirkung. Erzeugt eine naturnahe intra-orale Kontur und Ästhetik.

- 1 Stufe=Grün: Finieren, entfernt Kratzer, glättet. 20.000 U/min
- 2 Stufe=Gelb: Vor-Politur mit leichtem Glanz. 15.000 U/min
- 3 Stufe=Rosa: Hochglanz-Politur mit antioxidantischer Wirkung. 10.000 U/min
- für Kronen-/ Brückentechnik