



## Nitril® steril

Packung 50 Paar puderfrei, steril, weiß, L



Artikelnr.: 101651  
Hersteller: Meditrade GmbH  
Gewicht: 0.979 kg  
Höhe: 230 mm  
Breite: 147 mm  
Länge: 273 mm

**€ 23,52**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 50 Paar Handschuhe puderfrei, steril, weiß, L

*Nitril® steril* - Der sterile Untersuchungshandschuh aus Nitril für hochinfektiöse Situationen.

### Charakteristik

Der *Nitril® steril* ist ein latexfreier Einmalhandschuh aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR). Das Material ist nicht nur sehr beständig, sondern passt sich der Hand bereits nach kürzester Zeit wie eine zweite Haut an und garantiert somit ermüdungsfreies Arbeiten. Die Polymerinnenbeschichtung ermöglicht ein müheloses Anziehen. Beidhändig passend mit Rollrand, weiß, puderfrei, mikrogeraut, steril, für den Einmalgebrauch.

### Anwendung

Geeignet in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie, in der Reinigung, in der Industrie und für den Umgang mit Lebensmitteln. Ideal für empfindliche Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).