



## Conofix

Packung 50 Stück 2°, 600 µm



Artikelnr.: 101661  
Hersteller: SILADENT  
Gewicht: 0.015 kg  
Höhe: 11 mm  
Breite: 71 mm  
Länge: 76 mm

**€ 32,59**

Zzgl. MwSt.

**Packung 50 Schleifpapierstreifen 2°, 600 µm**

Schleifpapierträger mit Schaftdurchmesser 2,35 mm und 3 mm für das präzise und zeitsparende Schleifen von Teleskopen und Konuskronen im Fräsgerät und zugehörige vorgefertigte selbstklebende Schleifpapierstreifen in verschiedenen Körnungen zum Bestücken der Conofixträger.