



ID Ringe

Packung 50 Stück schwarz



Artikelnr.: 101689
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 42 mm
Länge: 70 mm

€ 9,95

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Ringe schwarz

Zur Farbkodierung von allen Instrumenten. Aus elastischem Silikongummi. Autoklavierbar bei 134 °C.

- Normal: Aussen Ø 6 mm, Innen Ø 3 mm
- Maxi: Aussen Ø 9 mm, Innen Ø 6 mm