

VDW.GOLD® RECIPROC®

VDW.GOLD RECIPROC Kit Endomotor inklusive Winkelstück 6:1



Artikelnr.: 101803
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 3.915 kg
Höhe: 298 mm
Breite: 206 mm
Länge: 315 mm

€ 2.531,04

Zzgl. MwSt.

VDW.GOLD RECIPROC Kit Endomotor mit integriertem Apexlokator in reziprokem, rotierenden Modus, Winkelstück 6:1

All-in-one: *VDW.GOLD® RECIPROC®* bietet effiziente Aufbereitung und präzise Längenbestimmung mit einem Gerät. Dank einer großen Feilenbibliothek mit Voreinstellungen für alle gängigen Aufbereitungssysteme ist sie für die Aufbereitung im rotierenden und reziproken Modus geeignet.

Endomotor mit integriertem Apexlokator.

- Wirkungsvolle und zugleich sichere Aufbereitung in rotierender und reziproker Bewegung mit Drehmomentregulierung
- Unterstützt eine umfangreiche Auswahl an rotierenden und reziproken Feilensystemen
- Dr's Choice: Speichern von bis zu 15 individuellen Drehmoment- und Drehzahleinstellungen
- Akkubetriebener Motor; ermöglicht das Arbeiten während des Ladevorgangs