



## R-SI-LINE® MEDIUM SH FS

Packung 2 x 50 ml inklusive 12 Mischkanülen LN



Artikelnr.: 101905  
Hersteller: R-dental GmbH  
Gewicht: 0.239 kg  
Höhe: 61 mm  
Breite: 101 mm  
Länge: 130 mm

**€ 47,91**

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche inklusive 12 Mischkanülen LN

Präzisions-Korrekturabformmaterial, schnellhärtend.

- Für einzeitige Doppelmischtechniken
- Produktfarbe blau
- A-Silikon, VPS
- Sehr gute Hydrophilie
- Super hydro (SH)
- Hervorragende Zeichenschärfe
- Mittelviskos
- Thixotrop
- Schnellhärtend, fast set (FS)
- Aushärtezeit oral ~ 2 min.