



Diamanten 881

Packung 6 Stück Standard, FG, Figur 141 Zylinder rund, lang, 8 mm, ISO 014



Artikelnr.: 102047
Hersteller: Intensiv SA
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 35 mm
Länge: 36 mm

€ 53,13

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Diamanten Standard, FG, Figur 141 Zylinder rund, lang, Kopflänge: 8 mm, ISO 014

- schwarz (544) - supergrob - 150 µm / 125 µm*
- grün (534) - grob - 125 µm / 106 µm*
- farblos (524) - Standard - 106 µm / 60/80/90 µm*
- blau (524) - mittel - 80 µm
- braun (524) - mittel - 60 µm
- gold (514) - Golden Burs GB - 50 µm
- rot (514) - fein - 40 µm
- weiß (514) - fein - 25 µm
- gelb (504) - extra fein - 15 µm
- orange (494) - ultra fein - 8 µm
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.