



Septoject Evolution

Packung 100 Stück G27/0,4 - 16 mm



Artikelnr.: 102140
Hersteller: Septodont GmbH
Gewicht: 0.189 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 77 mm
Länge: 204 mm

€ 10,98

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen G27/0,4 - 16 mm

Septoject Evolution Sterile zahnärztliche Kanüle mit patentierten skalpellförmigen Schliff für Zylinderampullen.

Anwendungsgebiete

- Routinemäßige Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika durch Infiltrationsanästhesie oder intraligamentäre Anästhesie

Eigenschaften

- Leichteres Einstechen dank skalpellförmigem Schliff für mehr Komfort: signifikant geringere Beschwerden für den Patienten, bessere Kontrolle, da weniger Kraft für den Einstich erforderlich ist (29% weniger Einstichkraft), hervorragende Widerstandsfähigkeit selbst bei mehrfachen Injektionen
- Geringere Auslenkung (32% weniger Auslenkung) dank zentralisierter Spitze für mehr Präzision

Handelsform

- Packung mit 100 sterilen zahnärztlichen Einwegkanülen
- INTRALIGAMENTÄRE ANÄSTHESIE, *Septoject Evolution* G27 extra kurz 0,4 x 9 mm, *Septoject Evolution* G30 extra kurz, 0,3 x 9 mm, INFILTRATIONSANÄSTHESIE, *Septoject Evolution* G27 kurz, 0,4 x 16 mm, *Septoject Evolution* G27 kurz, 0,4 x 25 mm, *Septoject Evolution* G30 kurz, 0,3 x 16 mm, *Septoject Evolution* G30 kurz, 0,3 x 25 mm