



## xantasil® Dynamix Fast

Set



Artikelnr.: 102144  
Hersteller: Kulzer GmbH  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 61 mm  
Länge: 217 mm

**€ 64,79**

*Zzgl. MwSt.*

**Set** 2 x 380 ml Doppelkartusche fast, 2 Mixing Tips, 1 Fixations Ring

xantasil® ist das neue additionsvernetzende, elastomere Abformmaterial von Heraeus für die Situationsabformung. Das neue Alginatsubstitut zeichnet sich im Vergleich zu den traditionellen Alginaten besonders durch langfristige Dimensionsstabilität und einfache Handhabung aus. Dank der Dimensionstabilität wird komfortables und mehrfaches Ausgießen der Abformung ermöglicht. Der Komfort von xantasil® zeigt sich vor allem beim automatischen Anmischen und bei der angenehmen Verarbeitung. Mit xantasil® wird jederzeit eine exzellente Mischqualität erzielt sowie schnelles und hygienisches Arbeiten ermöglicht. Durch die kurze Mundverweildauer und ausreichende Verarbeitungszeit wird das Abformen für Sie angenehmer.