



Silensor-sl Set

Set Ø 125 x 125 mm französisch



Artikelnr.: 102220
Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH
Gewicht: 0.63 kg
Höhe: 78 mm
Breite: 165 mm
Länge: 260 mm

€ 63,18

Zzgl. MwSt.

Set Folie Ø 125 x 125 mm, 2 Teile-Karte, 1 HSS-Bohrer 1,4 mm, 1 Erkodur 2 mm, 1 Erkodur freeze 2 mm, 1 Erkoloc-pro 3 mm, 1 Erkoloc-pro blu 3 mm, 1 Erkolen 1 mm, 1 Muster Erkogum violett, 1 Ausblockwachs lila, 1 Muster Erkoskin, 2 Muster Aton-Lab 80 A + B, 2 Erkoboxen, 2 Bisshilfe-Streifen, 2 Silensor Pflegeanleitungen, 10 Silensor-sl Patientenflyer, 2 Silensor-sl Anleitungen mit Verbinderverwendung und WechselZA/ZT Infoschreiben, Sprache Französisch

Der *Silensor-sl* Schnarchschutz besteht aus je einer Schiene für Ober- und Unterkiefer. Über zwei seitlich angebrachte Verbinder positioniert er den Unterkiefer. Das *Silensor-sl* Herstellset beinhaltet alle Materialien und Hilfsmittel zur Herstellung von zwei Silensor-sl. Dazu zwei Erkoboxen zur Aufbewahrung der Antischnarchschiene und Informationsmaterial. Das Antischnarchgerät zeichnet sich aus durch:

- Schnelle, einfache Herstellung
- Hoher Tragekomfort
- Leicht austauschbare Verbinder
- Deutlich verringerte Lastspitzen und Bruchgefahr durch abfedernde, Propulsionsstöße erlaubende Verbinder
- Metallfreie Konstruktion
- Inklusive Protrusionslehre zur einfachen Registrierung der Vorlage