



TOP SAFE

Karton 500 Stück grün, 40 x 40 cm



Artikelnr.: 102303
Hersteller: Akzenta International SA
Gewicht: 5.9 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 630 mm
Länge: 650 mm

€ 40,80

Zzgl. MwSt.

Karton 500 Blatt grün, 40 x 40 cm

Sterilisationspapier 60 g/qm. Absolute Hygiene und höchste Qualität. Sterilisationspapier hat aufgrund seiner speziellen Beschaffenheit die Eigenschaft, keine Feuchtigkeit durchzulassen, ist in Form von gekreppten Bögen zum Einschlagen von Sterilisiergut hergestellt nach DIN EN 868-1, DIN 868-2, DIN 58953 Abschnitt 2.14 und 2.15.