



## DIATECH Diamanten G836

Packung 5 Stück rot fein (F), FG, Figur 157 Zylinder Kante rund, 6 mm, ISO 012



Artikelnr.: 102420  
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 27 mm  
Länge: 35 mm

**€ 18,38**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Schleifer rot fein (F), FG, Figur 157 Zylinder Kante rund, Kopflänge: 6 mm, ISO 012

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 µm\*
- blau ML - mittel - 105 µm\*
- rot F - fein - 40 µm\*
- gelb XF - extra fein - 25 µm\*
- weiß UF - ultrafein - 15 µm\*
- orange UF - ultrafein - 8 µm\*
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation