



Colloidales Graphit

Flasche 20 ml



Artikelnr.: 102474
Hersteller: Benzer Dental AG
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 76 mm
Breite: 26 mm
Länge: 26 mm

€ 20,91

Zzgl. MwSt.

Flasche 20 ml

Colloidales Graphit ist eine äußerst genaue und gut zeichnende Kontaktfarbe beim Einpassen von Geschieben, Teleskoparbeiten etc. Ideales Anti-Flussmittel. Wo Graphit aufgetragen wurde, fließt kein Lot hin. Fitchecker und ähnliche Massen können mit Graphit eingefärbt werden, auf hellen Unterlagen wie Porzellan etc. werden somit dünne Schichten gut sichtbar.