

IvoBase® Injector

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 102520

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 6.885,26

Zzgl. MwSt.

Stück Polymerisationsgerät inklusive Netzkabel, USB-Downloadkabel, 2 Küvetten, Thermohandschuh, Temperatur-Kontrollset, diverses Zubehör

Neues Injektionssystem, welches primär für die vollautomatische Verarbeitung/Aushärtung von IvoBase® eingesetzt wird. Zudem kann auch das bestehende SR Ivocap-Material verwendet werden. Der besondere Vorteil dieses Systems ist die Kombination von Eigenschaften autopolymerisierender Materialien (schnelle Aushärtung, geringe thermische Schrumpfung) und Heißpolymerisaten (hohe Materialqualität, hohe Bruchfestigkeit). Zudem ermöglicht die Injektionstechnik eine hervorragende Schrumpfungskompensation. Daraus resultiert eine Prothese ohne Bisserrhöhung und ausgezeichneter Passgenauigkeit. Zudem verfügt das neue Gerät über eine Funktion zur Reduktion des Restmonomergehaltes des Kunststoffes (unter 1 %). Diese Funktion kann wahlweise über die RMR-Taste (Residual Monomer Reduction) vor dem Prozess aktiviert werden.