



## "two-in-one" Aufbewahrungsbox

Sortiment 5 Stück (blau, grün, gelb, rot, orange)



Artikelnr.: 102701

Hersteller: Dr. Hinz Dental-Vertriebs

Gewicht: 0.308 kg

Höhe: 91 mm

Breite: 120 mm

Länge: 330 mm

**€ 10,56**

*Zzgl. MwSt.*

**Sortiment** 5 Boxen (blau, grün, gelb, rot, orange)

Diese "two-in-one"-Box bietet optimalen Schutz für IST- und KFO Geräte in nahezu allen Größen. Der Clou: Durch die Trapez-Form ist die Box sowohl für schmalere Schienen als auch für breitere herausnehmbare Geräte geeignet – man dreht sie einfach um 180°. Die Luftlöcher verhindern die Bildung von Bakterien. Die Box verfügt über ein ansprechendes Design und ist in zwei Größen in jeweils fünf verschiedenen Farben lieferbar.

Größe I: B: 7,5 cm; T: 7,5 cm; H: 2,9 cm

Größe II: B: 7,5 cm; T: 7,5cm; H: 3,9 cm