



betasil® VARIO IMPLANT

Packung 2 x 50 ml Kartusche, 6 Mixing Tips grün



Artikelnr.: 102794
Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.
Gewicht: 0.262 kg
Höhe: 121 mm
Breite: 58 mm
Länge: 135 mm

€ 37,28

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Kartusche, 6 Mixing Tips grün

Monophasenmaterial, speziell auf die Anforderungen für Implantat-/Transferabformungen abgestimmt. Die Viskosität bietet einerseits die notwendige Standfestigkeit im Löffel und zugleich hohes Fließvermögen unter Druck. *betasil® VARIO IMPLANT* ist als Löffel- und Spritzenmaterial verwendbar und neben dem Einsatzgebiet in der Implantologie auch für andere Präzisionsabformungen geeignet.

- Verarbeitungszeit: bis 2 Min.
- Mundverweildauer: 2 Min.
- Farbe: blau
- Mintaroma