



## CA® Cyano Veneer Fast

Flasche 5 g



Artikelnr.: 102839  
Hersteller: Scheu-Dental GmbH  
Gewicht: 0.021 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 108 mm  
Länge: 230 mm

**€ 26,26**

*Zzgl. MwSt.*

### Flasche 5 g Befestigungskleber

Glasklarer, schnell härtender Befestigungskleber zum Ankleben der CA® Plastikknöpfchen auf CA® Schienen, der sich ebenso bei Herbst- und IST®-Geräten als Schrauben-Sicherungskleber eignet. Mit den separat erhältlichen CA® Pipetten kann der Kleber punktgenau dosiert werden.