



Adstringierende Retraktionspaste

Refill Packung 25 Kapseln, 1 Gebrauchsanweisung



Artikelnr.: 102853
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.134 kg
Höhe: 96 mm
Breite: 103 mm
Länge: 132 mm

€ 60,21

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 25 Kapseln, 1 Gebrauchsanweisung

Die 3M™ Adstringierende Retraktionspaste ist eine schnelle, komfortable und effektive Lösung für jeden zahnärztlichen Eingriff, der eine Retraction der Gingiva erfordert. Sie wird einfach über einen Komposit-Dispenser direkt in den Sulkus appliziert. Die extrafeine Spitze unserer Einwegkapsel ermöglicht eine präzise Abgabe der hämostatischen Paste, die das Gewebe sanft retrahiert und die Blutung kontrolliert. So können Sie schnell und für Patienten komfortabler selbst feinste Details im Bereich der Präparationsgrenze präzise abformen.

- Bietet eine schnelle und präzise gingivale Retraction
 - Die extrafeine Kapselspitze lässt sich für eine präzise Applikation leicht in den Sulkus einführen
 - Lang anhaltende Hämostase
 - Gewebeschonender als Fäden, mit geringerem Trauma- und Blutungsrisiko nach der Entfernung
 - Erhöht den Patientenkomfort
 - Hygienische Einwegkapseln für bis zu drei Zähne
 - Kann mit oder ohne Retraktionsfäden verwendet werden
 - Wählen Sie 3M™ Impregum™ Polyether Abformmaterial oder 3M™ Imprint™ 4 VPS Abformmaterial für Präzision bei jedem Schritt und noch detailtreuere Abformungen in einer Vielzahl von Fällen
-
- Abformung mit Abformmaterial oder der digitalen Abformung
 - Situationsabformung
 - Erstellung von Klasse II und V Füllungen